

## RIDA® QUICK Rotavirus/Adenovirus Sample diluent

**REF** ZN1004



R-Biopharm AG, An der neuen Bergstrasse 17, 64297 Darmstadt, Alemania

+49 (0) 61 51 81 02-0 / +49 (0) 61 51 81 02-20 / [www.r-biopharm.com](http://www.r-biopharm.com)



## 1. Campo di applicazione

Per la diagnostica *in vitro*. Il RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Sample diluent è destinato alla diluizione di campioni di feci umane non trattate di soggetti con sintomi di gastroenterite che vengono analizzati con i test rapidi RIDA®QUICK Rotavirus (N0903) o RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Combi (N1003).

Il prodotto è destinato all'uso professionale.

## 2. Sintesi e spiegazione del test

Il RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Sample diluent è un prodotto accessorio dei RIDA®QUICK Test (vedere Sezione 1. Campo di applicazione).

## 3. Principio del test

Il RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Sample diluent contiene un tampone di diluizione pronto all'uso per i test rapidi RIDA®QUICK Rotavirus (N0903) o RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Combi (N1003).

Il RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Sample diluent è utilizzato per diluire i campioni di feci prima di analizzarli con i test rapidi RIDA®QUICK Rotavirus (N0903) o RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Combi (N1003).

## 4. Contenuto della confezione

Una confezione contiene 25 flaconcini di tampone di diluizione.

**Tabella 1:** Contenuto della confezione

Componenti del kit	Quantità		Descrizione
Tube Tappo giallo	25 ×	1,5 mL	Tampone di diluizione, pronto all'uso

## 5. Istruzioni di conservazione

Seguire le linee guida per la manipolazione contenute nella Tabella 2 e riporre il prodotto immediatamente dopo l'uso attenendosi alle informazioni specificate. Una volta superata la data di scadenza o trascorso il periodo di conservazione consigliato per i prodotti aperti, la garanzia di qualità non è più valida.

**Tabella 2:** Condizioni di conservazione e informazioni

	<b>Temperatura di conservazione</b>	<b>Tempo massimo di conservazione</b>	<b>Note aggiuntive sulla conservazione</b>
prima dell'apertura	2–30 °C	Utilizzabile fino alla data di scadenza stampata	-
dopo l'apertura	2–30 °C	Utilizzabile fino alla data di scadenza stampata	I flaconcini aperti o quelli i cui tappi sono stati svitati non devono essere conservati e devono essere smaltiti.

## 6. Reagenti necessari ma non in dotazione

### 6.1 Reagenti

<b>Reagenti</b>
RIDA®QUICK Rotavirus
RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Combi

### 6.2 Attrezzatura di laboratorio

Per eseguire il test occorrono le attrezzature di laboratorio necessarie per i test rapidi RIDA®QUICK Rotavirus o RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Combi.

## 7. Avvertenze e misure precauzionali

L'uso del prodotto è riservato a personale di laboratorio qualificato.

Osservare le linee guida per i laboratori medici (buone pratiche di laboratorio).

Seguire scrupolosamente le istruzioni per l'uso quando si utilizzano i test rapidi RIDA®QUICK Rotavirus o RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Combi. Non pipettare con la bocca campioni o reagenti. Evitare il contatto con lesioni cutanee e mucose. Durante la manipolazione di campioni e reagenti indossare gli appositi dispositivi di protezione individuale (guanti, camice e occhiali di sicurezza adatti) e lavarsi le mani dopo aver usato il prodotto. Non fumare, mangiare o bere nelle aree in cui vengono manipolati i campioni.

I materiali pericolosi sono indicati in base agli obblighi di legge sull'etichettatura. Ulteriori dettagli sulla scheda di dati di sicurezza (Safety Data Sheet, SDS) sono disponibili cercando il codice articolo alla pagina <https://clinical.r-biopharm.com/search/>.

Gli utenti sono tenuti al corretto smaltimento di RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Sample diluent dopo l'uso. Per lo smaltimento attenersi alle disposizioni nazionali.

Assicurarsi che durante la diluizione venga utilizzata una quantità di campione adeguata e che per il test venga utilizzata una quantità adeguata di campione estratto nel tampone di diluizione.

Per utenti nell'Unione europea: segnalare tutti gli eventi avversi gravi associati al prodotto a R-Biopharm AG e alle autorità nazionali competenti.

## 8. Esecuzione del test

Prima dell'uso portare il RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Sample diluent a temperatura ambiente (20–25 °C).

Prima dell'analisi preparare la cassetta come descritto nelle istruzioni per l'uso dei test rapidi RIDA®QUICK Rotavirus o RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Combi.

Non usare il RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Sample diluent se il flaconcino **Tube** del tampone di diluizione è danneggiato o non è sigillato.

Evitare la contaminazione crociata in generale.


Non riutilizzare i flaconcini **Tube** del tampone di diluizione.

### 8.1 Diluizione del campione

Svitare con attenzione il tappo del flaconcino **Tube** del tampone di diluizione.

#### Feci solide o semisolide

Se le feci sono solide o semisolide, usare l'estremità scanalata del bastoncino applicatore fissato al tappo a vite per raccogliere circa 50–100 mg di campione (Figura 1).



**Figura 1:** Disegno del flaconcino **Tube** del tampone di diluizione

**Nota: Raccogliere il materiale fecale da almeno tre aree diverse per ottenere un campione il più possibile rappresentativo.**

Inserire il bastoncino applicatore con il campione nel flaconcino **Tube** del tampone di diluizione. Chiudere il tappo a vite e agitare bene per ottenere una sospensione omogenea.






### Feci liquide o semiliquide

Se le feci sono liquide o semi-liquide, utilizzare una pipetta monouso fornita nel test RIDA®QUICK Rotavirus o RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Combi per raccogliere 100 µL di campione (appena sopra la seconda tacca) e aggiungerli al flaconcino **Tube** del tampone di diluizione. Chiudere il tappo a vite e agitare bene per ottenere una sospensione omogenea.

### **8.2 Analisi del campione**

La sospensione omogenea del campione può essere analizzata secondo le istruzioni dei test rapidi RIDA®QUICK Rotavirus o RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Combi. Spezzare la punta del tappo a vite. Tenere il flaconcino **Tube** del tampone di diluizione in posizione verticale sul campo di applicazione del campione e lasciar cadere 4 gocce nell'apertura della cassetta del test. Attendere 5 minuti prima di leggere il risultato. Per la valutazione, fare riferimento alle istruzioni per l'uso dei test rapidi RIDA®QUICK Rotavirus o RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Combi.

### 8.3 Protocollo breve



1. Aprire il tappo a vite del flaconcino **Tube** del tampone di diluizione.
2. Diluire il campione nel tampone:
  - a. **Feci solide:** Utilizzare il bastoncino applicatore per raccogliere 50–100 mg di feci.
  - b. **Feci liquide:** Utilizzare la pipetta monouso dei test RIDA®QUICK Rotavirus o RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Combi per raccogliere 100 µL di feci liquide.
3. Chiudere il tappo a vite e miscelare bene fino ad ottenere una sospensione omogenea.
4. Spezzare la punta del tappo a vite.
5. Lasciar cadere 4 gocce nell'apertura di applicazione del campione del test RIDA®QUICK Rotavirus o RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus.
6. Aspettare 5 minuti e leggere il risultato.

## 9. Limiti del metodo













1. Il RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Sample diluent è destinato esclusivamente all'uso con i test rapidi RIDA®QUICK Rotavirus o RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Combi.
2. Questo prodotto deve essere usato in conformità con il regolamento sulle buone pratiche di laboratorio (BPL). Nell'utilizzare il RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Sample diluent, gli operatori devono seguire esattamente le istruzioni del fabbricante dei test rapidi RIDA®QUICK Rotavirus o RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Combi.

## 10. Cronologia delle versioni

Numero della versione	Sezione e denominazione
2011-08-11	Versione precedente
2022-01-07	Revisione generale e introduzione della struttura delle sezioni

## 11. Descrizione dei simboli

### Simboli generali

	Usò per la diagnostica in vitro
	Attenersi al manuale operativo
	Numero di lotto
	Data di scadenza
	Temperatura di conservazione
	Numero di catalogo
	Quantità di test
	Data di produzione
	Fabbricante
	Non adatto all'uso personale
	Non adatto per test point-of-care
	Non riutilizzare

### Simboli specifici del test

	Tampone di diluizione
---	-----------------------