

RIDA® QUICK Rotavirus/Adenovirus Sample diluent

REF ZN1004



1. Paredzētais lietojums

Lietošanai *in vitro* diagnostikā. RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Sample diluent ir paredzēts neapstrādātu cilvēka izkārnījumu paraugu atšķaidīšanai cilvēkiem ar gastroenterīta simptomiem, kuri testēti ar RIDA®QUICK Rotavirus (N0903) vai RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Combi (N1003) ātro testu.

Izstrādājums paredzēts profesionālai lietošanai.

2. Testa kopsavilkums un skaidrojums

RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Sample diluent tiek piedāvāts kā piederums ātrajiem testiem RIDA®QUICK Test (skatīt 1. sadaļu. Paredzētais lietojums).

3. Testa princips

RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Sample diluent satur lietošanai gatavu parauga atšķaidīšanas buferšķīdumu RIDA®QUICK Rotavirus (N0903) vai RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Combi (N1003) ātrajiem testiem.

RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Sample diluent tiek izmantots izkārnījumu paraugu atšķaidīšanai pirms lietošanas ar RIDA®QUICK Rotavirus (N0903) vai RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Combi (N1003) ātro testu.

4. Nodrošinātie reaģenti

Vienā iepakojumā ir 25 paraugu atšķaidīšanas buferšķīduma flakoni.

1. tabula. Nodrošinātie reaģenti

Komplekta komponenti	Apjoms		Apraksts
Tube <i>Dzeltens vāciņš</i>	25 ×	1,5 mL	Parauga atšķaidīšanas buferšķīdums; gatavs lietošanai

5. Uzglabāšanas norādījumi

Lūdzu, ievērojiet 2. tabulā sniegtos norādījumus un uzglabājiet izstrādājumu uzreiz pēc lietošanas saskaņā ar norādīto informāciju. Pēc derīguma termiņa beigām vai pēc atvērtā izstrādājuma ieteicamā glabāšanas perioda beigām kvalitātes garantija vairs nav derīga.

2. tabula. Uzglabāšanas nosacījumi un informācija

	Uzglabāšanas temperatūra	Maksimālais glabāšanas laiks	Papildu piezīmes par uzglabāšanu
neatvērts	2–30 °C	Var izmantot līdz izdrukātajam derīguma termiņam	-
atvērts	2–30 °C	Var izmantot līdz izdrukātajam derīguma termiņam	Atvērtus flakonus vai flakonus, kuru vāciņi ir atskrūvēti, nedrīkst uzglabāt, un tie ir jāiznīcina.

6. Nepieciešamie, bet komplektā neiekļautie reaģenti

6.1. Reaģenti

Reaģenti
RIDA®QUICK Rotavirus
RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Combi

6.2. Laboratorijas aprīkojums

Lai veiktu testu, ir vajadzīgs laboratorijas aprīkojums, kas nepieciešams RIDA®QUICK Rotavirus vai RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Combi ātrajam testam.

7. Brīdinājumi un piesardzības pasākumi lietotājiem

Izstrādājumu drīkst lietot tikai kvalificēts laboratorijas personāls. Ievērojiet vadlīnijas darbam medicīnas laboratorijās (laba laboratorijas prakse). Lietojot RIDA®QUICK Rotavirus vai RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Combi ātro testu, stingri ievērojiet lietošanas norādījumus. Paraugus vai reaģentus nedrīkst iepilināt no pipetes, pūšot ar muti. Izvairieties no saskares ar bojātu ādu un gļotādu. Rīkojoties ar reaģentiem un paraugiem, izmantojiet individuālos aizsarglīdzekļus (atbilstošus cimdus, laboratorijas halātu, aizsargbrilles) un pēc izstrādājuma lietošanas nomazgājiet rokas. Nesmēķējiet, neēdiet un nedzeriet vietās, kur tiek apstrādāti paraugi.

Bīstamie materiāli ir norādīti saskaņā ar marķēšanas saistībām. Detalizēta informācija par drošības datu lapu (Safety Data Sheet, SDS) ir atrodama ar preces numuru vietnē <https://clinical.r-biopharm.com/search/>.

Lietotāji ir atbildīgi par pareizu RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Sample diluent utilizāciju pēc lietošanas. Utilizējot, lūdzu, ievērojiet attiecīgās valsts noteikumus.

Pārliecinieties, ka parauga atšķaidīšanas laikā tiek izmantots pareizais parauga daudzums un parauga atšķaidīšanas buferšķīdumā ekstrahētais parauga daudzums ir pareizs parauga lietošanas laikā.

Lietotājiem Eiropas Savienībā: ziņot R-Biopharm AG un attiecīgajām valsts iestādēm par visām nopietnajām nevēlamajām blakusparādībām, kas saistītas ar šo izstrādājumu.

8. Testa procedūra

Pirms lietošanas ļaujiet RIDA[®]QUICK Rotavirus/Adenovirus Sample diluent uzsilt līdz istabas temperatūrai (20–25 °C).

Paraugu testēšanai sagatavojiet testa kaseti, kā aprakstīts RIDA[®]QUICK Rotavirus or the RIDA[®]QUICK Rotavirus/Adenovirus Combi ātrā testa lietošanas instrukcijā. Nelietojiet RIDA[®]QUICK Rotavirus/Adenovirus Sample diluent, ja flakons ar parauga atšķaidīšanas buferšķīduma [Tube] ir bojāts vai pirms lietošanas nav noslēgts.

Izvairieties no vispārējas savstarpējas piesārņošanas.


Paraugu atšķaidīšanas buferšķīduma [Tube] flakonus, kas jau ir izmantoti, nedrīkst izmantot atkārtoti.

8.1. Paraugu atšķaidīšana

Uzmanīgi atskrūvējiet parauga atšķaidīšanas buferšķīduma [Tube] skrūvējamo vāciņu.

Cieti vai puscieti izkārnījumi

Ja izkārnījumi ir cieti vai puscieti, izmantojiet uzskrūvējamajam vāciņam pistiprinātā aplikatora kāta rievoto galu, lai savāktu aptuveni 50–100 mg parauga (1. attēls).



1. attēls. Parauga atšķaidīšanas buferšķīduma [Tube] konstrukcija

Piezīme. Savāciet paraugu vismaz no trim dažādām paraugu zonām, lai iegūtu pēc iespējas reprezentatīvāku paraugu.

Aplikatora kātu ar paraugu ievietojiet parauga atšķaidīšanas buferšķīduma [Tube]. Cieši aizskrūvējiet skrūvējamo vāciņu un kārtīgi sakratiet, lai iegūtu viendabīgu suspensiju.






Šķidri vai pusšķidri izkārņījumi

Ja izkārņījumi ir šķidri vai pusšķidri, izmantojiet vienreizējās lietošanas pipeti, kas pievienota RIDA®QUICK Rotavirus vai RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Combi komplektācijai, lai savāktu 100 µL parauga (mazliet virs otrā izliekuma) un pievienotu parauga atšķaidīšanas buferšķīduma [Tube]. Cieši aizskrūvējiet skrūvējamo vāciņu un kārtīgi sakratiet, lai iegūtu viendabīgu suspensiju.

8.2. Paraugu testēšana

Tagad viendabīgo parauga suspensiju var izmantot saskaņā ar RIDA®QUICK Rotavirus vai RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Combi ātro testu instrukcijām. Nolauciet skrūvējamā vāciņa galu. Turiet parauga atšķaidīšanas buferšķīduma [Tube] vertikāli virs parauga uzklāšanas lauka un iepiliniet 4 pilienus testa kasetes atverē. Pēc 5 minūtēm nolasiet testa rezultātu. Lai novērtētu, lūdzu, skatiet RIDA®QUICK Rotavirus vai RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Combi ātrā testa lietošanas instrukciju.

8.3. Īss protokols



1. Atveriet parauga atšķaidīšanas buferšķīduma Tube skrūvējamo vāciņu.
2. Parauga atšķaidīšana parauga buferšķīdumā:
 - a. **Ciets izkārņījumu paraugs.** Izmantojiet aplikatora kātu, lai paņemtu 50–100 mg izkārņījumu parauga.
 - b. **Šķidr izkārņījumu paraugs.** Izmantojiet RIDA®QUICK Rotavirus vai RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Combi vienreizējās lietošanas pipeti, lai paņemtu 100 µL šķidro izkārņījumu parauga.
3. Cieši aizskrūvējiet skrūvējamo vāciņu un kārtīgi samaisiet, līdz izveidojas viendabīga suspensija.
4. Nolauziet skrūvējamā vāciņa galu.
5. Iepilniet 4 pilienus RIDA®QUICK Rotavirus vai RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus kasetes paraugu uzklāšanas laukā.
6. Pagaidiet 5 minūtes un pēc tam nolasiet rezultātu.

9. Metodes ierobežojumi













1. RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Sample diluent ir paredzēts lietošanai tikai ar RIDA®QUICK Rotavirus vai RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Combi ātro testu.
2. Šis izstrādājums ir jāizmanto saskaņā ar labas laboratorijas prakses (LLP) noteikumiem. Lietojot RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Sample diluent, operatoriem ir precīzi jāievēro ražotāja norādījumi RIDA®QUICK Rotavirus vai RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Combi ātram testam.

10. Versiju vēsture

Versijas numurs	Sadaļa un apzīmējums
2011-08-11	Iepriekšējā versija
2022-01-07	Vispārēja pārskatīšana un sadaļu struktūras ieviešana

11. Simbolu skaidrojums

Vispārīgi simboli

	Lietošanai in vitro diagnostikā
	Ievērojiet lietošanas rokasgrāmatu
	Sērijas numurs
	Izlietot pirms
	Uzglabāšanas temperatūra
	Preces numurs
	Testu skaits
	Izgatavošanas datums
	Ražotājs
	Produkts nav paredzēts personīgai lietošanai
	Produkts nav paredzēts testēšanai aprūpes vietā
	Nelietot atkārtoti

Testa specifiskie simboli

	Parauga atšķaidīšanas buferšķīdums
---	------------------------------------