

RIDA® QUICK Rotavirus/Adenovirus Sample diluent

REF ZN1004



R-Biopharm AG, An der neuen Bergstrasse 17, 64297 Darmstadt, Germania

+49 (0) 61 51 81 02-0 / +49 (0) 61 51 81 02-20 / www.r-biopharm.com



1. Utilizare preconizată

Se utilizează pentru diagnosticare *in-vitro*. RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Sample diluent este destinat diluării probelor coprologice umane netratate de la persoane cu simptome de gastroenterită, testate cu testul rapid RIDA®QUICK Rotavirus (N0903) sau RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Combi (N1003).

Produsul este destinat doar utilizării profesionale.

2. Scurtă prezentare și explicare a testului

RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Sample diluent este furnizat ca accesoriu pentru testele RIDA®QUICK Tests (consultați Secțiunea 1. Utilizare preconizată).

3. Principiul testului

RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Sample diluent conține soluție de diluare a probei, gata de utilizare, pentru testele rapide RIDA®QUICK Rotavirus (N0903) sau RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Combi (N1003).

RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Sample diluent se utilizează pentru diluarea probelor coprologice înainte de a fi utilizate cu testul rapid RIDA®QUICK Rotavirus (N0903) sau RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Combi (N1003).

4. Reactivi furnizați

Un pachet conține 25 de flacoane cu soluție de diluare a probei.

Tabelul 1: Reactivi furnizați

Componentele trusei	Cantitate		Descriere
Tube Capac galben	25 ×	1,5 mL	Soluție de diluare a probei; gata de utilizare

5. Instrucțiuni de depozitare

Vă rugăm să urmați instrucțiunile de manipulare din Tabelul 2 și să depozitați produsul imediat după utilizare conform informațiilor specificate. După data expirării sau perioada recomandată pentru păstrarea produsului deschis, garanția de calitate nu mai este valabilă.

Tabelul 2: Condiții și informații pentru depozitare

	Temperatura de depozitare	Durata maximă de depozitare	Alte observații privind depozitarea
nedeschis	2 - 30 °C	Se poate utiliza doar până la data expirării	-
deschis	2 - 30 °C	Se poate utiliza doar până la data expirării	Flacoanele deschise sau cu capacul deșurubat nu trebuie păstrate, ci trebuie aruncate.

6. Reactivi necesari care nu sunt furnizați

6.1 Reactivi

Reactivi
RIDA®QUICK Rotavirus
RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Combi

6.2 Echipamente de laborator

Echipamentele de laborator necesare sunt cele utilizate pentru efectuarea testelor rapide RIDA®QUICK Rotavirus sau RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Combi.

7. Avertismente și măsuri de precauție pentru utilizatori

Acest produs trebuie utilizat doar de personal de laborator calificat.

Trebuie respectate regulile de lucru (bunele practici) ale laboratoarelor medicale. În timpul efectuării testelor rapide RIDA®QUICK Rotavirus sau RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Combi, respectați cu strictețe instrucțiunile de utilizare. Nu picurați cu pipeta probe sau reactivi folosind gura. Evitați contactul cu leziuni ale pielii și mucoase. Purtați echipament de protecție personală (mănuși adecvate, halat de laborator, ochelari de protecție) când manipulați reactivii și probele. Spălați-vă pe mâini după ce ați terminat de utilizat produsul. Nu fumați, nu mâncați și nu beți în zonele în care sunt manipulate probele.

Materialele periculoase sunt indicate conform instrucțiunilor de etichetare a acestora. Puteți găsi mai multe detalii privind Fișa cu date de securitate (Safety Data Sheet, SDS) căutând după numărul articolului pe <https://clinical.r-biopharm.com/search/>.

Utilizatorii au responsabilitatea de a elimina corect RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Sample diluent după utilizare. Respectați reglementările naționale privind aruncarea deșeurilor.

Asigurați-vă că diluați o cantitate corectă de probă și că extrageți o cantitate corectă de probă diluată, în vederea aplicării.

Pentru utilizatorii din Uniunea Europeană: Raportați toate evenimentele adverse grave asociate produsului către R-Biopharm AG și autoritățile naționale competente.

8. Procedura de testare

Înainte de utilizare, aduceți RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Sample diluent la temperatura camerei (20 - 25 °C).

Pentru testarea probei, pregătiți caseta de testare așa cum este descris în instrucțiunile de utilizare a testului rapid RIDA®QUICK Rotavirus sau RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Combi.

Nu utilizați RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Sample diluent dacă flaconul **Tube**, care conține soluția de diluare a probei, este deteriorat sau era deja desigilat.

Evitați contaminarea încrucișată, în general.

Nu reutilizați flacoanele **Tube** care conțin soluție de diluare a probei rămasă.

8.1 Diluarea probei

Deșurubați cu grijă capacul flaconului **Tube** cu soluție de diluare a probei.

Probă coprologică solidă sau semisolidă

Dacă proba coprologică este solidă sau semisolidă, folosiți vârful striat al aplicatorului atașat de capac pentru a colecta aproximativ 50 - 100 mg din probă (Figura 1).




Figura 1: Flaconul **Tube** cu soluție de diluare a probei

Notă: colectați din cel puțin trei zone diferite ale probei, pentru a obține o probă cât mai reprezentativă posibil.

Puneți aplicatorul cu proba în flaconul **Tube** cu soluție de diluare a probei.

Înșurubați strâns capacul și agitați bine, pentru a obține o suspensie omogenă.

Probă coprologică lichidă sau semilichidă

Dacă proba coprologică este lichidă sau semilichidă, colectați 100 µL cu pipeta de unică folosință furnizată în trusa RIDA®QUICK Rotavirus sau RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Combi (până la a doua protuberanță) și adăugați cantitatea colectată în flaconul **Tube** cu soluție de diluare a probei. Înșurubați strâns capacul și agitați bine, pentru a obține o suspensie omogenă.

8.2 Testarea probei


Suspensia omogenă a probei poate fi utilizată acum, conform instrucțiunilor pentru testele rapide RIDA®QUICK Rotavirus sau RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Combi.

Rupeți vârful capacului cu filet. Țineți flaconul **Tube** cu soluția de diluare a probei vertical deasupra zonei de aplicare a probei și aplicați 4 picături în deschizătura casetei de testare. Așteptați 5 minute și citiți rezultatul testului. Pentru evaluare, consultați instrucțiunile de utilizare a testului rapid RIDA®QUICK Rotavirus sau RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Combi.

8.3 Protocol scurt

1

Pregătirea pentru testare



2

Pregătirea probelor


a

50 - 100 mg
din proba
coprologică




b

100 μ L
din proba
coprologică




3

Omogenizare




4



5

Testarea probei

4 picături



6

5 min.



1. Deșurubați capacul flaconului **Tube** cu soluția de diluare a probei.
2. Diluarea probei în soluția de diluare:
 - a. **Probă coprologică solidă:** Folosiți aplicatorul pentru a colecta 50 - 100 mg din proba coprologică.
 - b. **Probă coprologică lichidă:** Folosiți pipeta de unică folosință furnizată în trusa RIDA®QUICK Rotavirus sau RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Combi pentru a colecta 100 µL din proba coprologică lichidă.
3. Înșurubați strâns capacul și amestecați bine, până când se omogenizează suspensia.
4. Rupeți vârful capacului.
5. Puneți 4 picături în zona pentru aplicarea probei a casetei RIDA®QUICK Rotavirus sau RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus.
6. Așteptați 5 minute, după care citiți rezultatul.

9. Limitări ale metodei

1. RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Sample diluent se utilizează doar împreună cu testul rapid RIDA®QUICK Rotavirus sau RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Combi.
2. Acest produs trebuie utilizat în conformitate cu regulamentul privind bunele practici de laborator (BPL). RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Sample diluent se utilizează doar în strictă conformitate cu instrucțiunile pentru testele rapide RIDA®QUICK Rotavirus sau RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Combi furnizate de producător.

10. Istoricul versiunilor

Numărul versiunii	Secțiune și denumire
2011-08-11	Versiunea anterioară
2022-01-07	Revizuire generală și structurarea pe secțiuni

11. Explicația simbolurilor

Simboluri generale

	Se utilizează pentru diagnosticare in vitro
	Respectați manualul de utilizare
	Numărul lotului
	A se utiliza înainte de
	Temperatura de depozitare
	Numărul articolului
	Număr de teste
	Data producerii
	Producătorul
	Produsul nu este destinat utilizării în scop personal
	Produsul nu este destinat testării la punctul de îngrijire
	A nu se refolosi

Simboluri specifice testului

	Soluție de diluare a probei
---	-----------------------------