

RIDASCREEN® Wash buffer 10x

REF 3029P00-VK



1. Tilsigtet anvendelse

Til *in vitro*-diagnostisk anvendelse. RIDASCREEN® Wash buffer 10x (3029P00-VK) er en vaskebuffer, som er tiltænkt til brug med testene RIDASCREEN® Clostridium perfringens Enterotoxin (C0601), RIDASCREEN® Clostridium difficile GDH (C0701), RIDASCREEN® Clostridium difficile Toxin A/B (C0801), RIDASCREEN® Rotavirus (C0901), RIDASCREEN® Adenovirus (C1001), RIDASCREEN® Giardia (C1101), RIDASCREEN® Cryptosporidium (C1201), RIDASCREEN® Astrovirus (C1301), RIDASCREEN® Norovirus 3. Generation (C1401), RIDASCREEN® Entamoeba (C1701), RIDASCREEN® Verotoxin (C2201), RIDASCREEN® Helicobacter (C2302), RIDASCREEN® Campylobacter (C2401), RIDASCREEN® Legionella (C8001), RIDASCREEN® α 1-Antitrypsin (G09034), RIDASCREEN® sIgA (G09035) og RIDASCREEN® Calprotectin (G09036).

Produktet er beregnet til professionel brug.

2. Oversigt og forklaring af testen

RIDASCREEN® Wash buffer 10x tilbydes som tilbehør til RIDASCREEN®-testene (se afsnit 1. tilsigtet anvendelse).

3. Testprincip

RIDASCREEN® Wash buffer 10x er koncentreret 10 gange og skal anvendes som beskrevet i brugsanvisningen til RIDASCREEN®-testene (se afsnit 1. tilsigtet anvendelse).

RIDASCREEN® Wash buffer 10x anvendes til at vaske RIDASCREEN®-mikrotiterpladen.

4. Medfølgende reagenser

Tabel 1: Reagenser leveret til RIDASCREEN® Wash buffer 10x

Sættets komponenter	Mængde		Beskrivelse
Wash buffer 10x Brunt låg	1 ×	100 mL	Vaskebuffer, fosfatforstærket NaCl-opløsning (koncentreret 10-gange), indeholder thimerosal

5. Opbevaringsanvisninger

Følg retningslinjerne for håndtering i tabel 2, og opbevar produktet direkte efter brug i henhold til de angivne oplysninger. Når udløbsdatoen er overskredet, eller den anbefalede opbevaringsperiode for det åbnede produkt er udløbet, er kvalitetsgarantien ikke længere gyldig.

RIDASCREEN® Wash buffer 10x leveres koncentreret 10 gange og skal fortyndes 1:10 med destilleret eller deioniseret vand før brug (1 del Wash buffer 10x med 9 dele destilleret eller deioniseret vand). Eventuelle krystaller i koncentratet skal opløses på forhånd ved opvarmning (vandbad ved 37 °C).

Tabel 2: Opbevaringsforhold og oplysninger

	Opbevaringstemperatur	Maksimal opbevaringstid	Supplerende bemærkninger om opbevaring
uåbnet	2 - 8 °C	Kan bruges indtil den trykte udløbsdato	-
åbnet	2 - 8 °C	≤ 5 uger	Eventuelle reagenser, der ikke skal bruges, skal lægges på køl med det samme.
fortyndet vaskebuffer	2 - 8 °C 20 - 25 °C	≤ 4 uger ≤ 6 dage	-

6. Nødvendige materialer, som ikke følger med

6.1 Reagenser

Reagenser
RIDASCREEN® -test (se afsnit 1. Tilsigtet anvendelse)

6.2 Laboratorieudstyr

Det nødvendige laboratorieudstyr til RIDASCREEN®-testen er påkrævet for at udføre testen (se afsnit 1. tilsigtet anvendelse).

7. Advarsler og forsigtighedsregler for brugerne

Kun kvalificeret laboratoriepersonale må anvende dette produkt.

Retningslinjerne for arbejde på medicinske laboratorier skal overholdes. Overhold nøje betjeningsvejledningen ved udførelse af RIDASCREEN®-testene. Brug ikke munden til at pipettere prøver eller reagenser. Undgå kontakt med ødelagt hud og slimhinder. Bær personligt beskyttelsesudstyr (passende handsker, kittel, sikkerhedsbriller) ved håndtering af reagenser og prøver, og vask hænderne efter endt brug af produktet. Der må ikke ryges, spises eller drikkes i områder, hvor prøver eller testreagenser behandles.

Farlige materialer er angivet i henhold til mærkningskrav.

Yderligere oplysninger om sikkerhedsdatabladet (Safety Data Sheet, SDS) kan findes under varenummeret på <https://clinical.r-biopharm.com/search/>.

Vaskebufferen indeholder thimerosal som konserveringsmiddel. Undgå kontakt med hud og slimhinder.

Brugerne er ansvarlige for korrekt bortskaffelse af RIDASCREEN®

Wash buffer 10x efter brug. Overhold de nationale bestemmelser for bortskaffelse.

For brugere i Den Europæiske Union: Rapportér alle alvorlige bivirkninger i forbindelse med produktet til R-Biopharm AG og de passende nationale myndigheder.

8. Testprocedure

Bring RIDASCREEN® **Wash buffer 10x** til stuetemperatur (20-25 °C) før brug.

RIDASCREEN® **Wash buffer 10x** skal anvendes som beskrevet i brugsanvisningen til RIDASCREEN®-testene (se afsnit 1. tilsigtet anvendelse).

9. Metodens begrænsninger










1. RIDASCREEN® **Wash buffer 10x** er kun beregnet til brug med nævnte RIDASCREEN® tests (se afsnit 1. tilsigtet anvendelse).
2. Dette produkt skal bruges i overensstemmelse med forordningen om god laboratoriepraksis (GLP). Ved brug af RIDASCREEN® **Wash buffer 10x** skal brugere nøje følge producentens anvisninger for RIDASCREEN®-tests.

10. Versionshistorik

Versionsnummer	Afsnit og betegnelse
2021-12-29	Udgivelsesversion

11. Symbolforklaringer

Generelle symboler

	Til <i>in vitro</i> -diagnostisk anvendelse
	Betjeningsvejledningen skal overholdes
	Batchnummer
	Udløbsdato
	Opbevaringstemperatur
	Bestillingsnummer
	Antal tests
	Produktionsdato
	Producent

Testspecifikke symboler

	Vaskebuffer (koncentreret 10 gange)
---	-------------------------------------