

RIDASCREEN® Wash buffer 10x

REF 3029P00-VK



1. Sihtotstarve

In vitro diagnostiliseks kasutamiseks. RIDASCREEN® Wash buffer 10x (3029P00-VK) on pesupuhver, mis on mõeldud kasutamiseks analüüsides RIDASCREEN® Clostridium perfringens Enterotoxin (C0601), RIDASCREEN® Clostridium difficile GDH (C0701), RIDASCREEN® Clostridium difficile Toxin A/B (C0801), RIDASCREEN® Rotavirus (C0901), RIDASCREEN® Adenovirus (C1001), RIDASCREEN® Giardia (C1101), RIDASCREEN® Cryptosporidium (C1201), RIDASCREEN® Astrovirus (C1301), RIDASCREEN® Norovirus 3rd Generation (C1401), RIDASCREEN® Entamoeba (C1701), RIDASCREEN® Verotoxin (C2201), RIDASCREEN® Helicobacter (C2302), RIDASCREEN® Campylobacter (C2401), RIDASCREEN® Legionella (C8001), RIDASCREEN® α1-Antitrypsin (G09034), RIDASCREEN® slgA (G09035) ja RIDASCREEN® Calprotectin (G09036).

Toode on mõeldud professionaalseks kasutamiseks.

2. Analüüsi kokkuvõte ja selgitus

RIDASCREEN® Wash buffer 10x on saadaval RIDASCREEN® analüüsides lisatarvikuna (vaadake jaotist 1. Sihtotstarve).

3. Analüüsi põhimõte

RIDASCREEN® Wash buffer 10x on 10-kordne kontsentraat ja seda tuleb kasutada RIDASCREEN® analüüsides kasutusjuhendite kohaselt (vaadake jaotist 1. Sihtotstarve).

Pesupuhvrit RIDASCREEN® Wash buffer 10x kasutatakse RIDASCREEN® mikrotiiterplaadi pesemiseks.

4. Komplekti kuuluvad reaktiivid

Tabel 1. Pesupuhvri RIDASCREEN® Wash buffer 10x komplekti kuuluvad reaktiivid

Komplekti osad	Kogus		Kirjeldus
Wash buffer 10x <i>Pruun kaas</i>	1 ×	100 mL	Pesupuhver, fosfaatpuhvriga NaCl-i lahus (kontsentreeritud 10 korda); sisaldab timerosaali

5. Säilitamisjuhised

Järgige tabelis 2 antud käsitlemisjuhiseid ja säilitage toodet vahetult pärast kasutamist neis kirjeldatud viisil. Pärast aegumiskuupäeva või avatud toote soovitusliku säilitusaja möödumist kaotab kvaliteedigarantii kehtivuse.

Pesupuhvrit RIDASCREEN® Wash buffer 10x tarnitakse 10-kordse kontsentratsioonina ja see tuleb enne kasutamist lahjendada destilleeritud või deioniseeritud veega suhtes 1:10 (1 osa pesupuhvrit Wash buffer 10x ja 9 osa destilleeritud või deioniseeritud vett). Kõik kontsentratsioonis olevad kristallid tuleb enne kuumutamist lahustada (vesivann temperatuuril 37 °C).

Tabel 2. Säilitamistingimused ja teave

	Säilitamis-temperatuur	Maksimaalne säilitamisaeg	Lisamärkused säilitamise kohta
avamata	2 - 8 °C	Võib kasutada kuni etiketile trükitud aegumiskuupäevani	-
avatult	2 - 8 °C	≤ 5 nädalat	Pange mittevajalikud reaktiivid kohe külmkappi.
lahjendatud pesupuhver	2 - 8 °C 20 - 25 °C	≤ 4 nädalat ≤ 6 päeva	-

6. Vajalikud reaktiivid, mis ei kuulu komplekti

6.1 Reaktiivid

Reaktiivid
Analüüs RIDASCREEN® (vaadake jaotist 1. Sihtotstarve)

6.2 Laboriseadmed

Analüüsimiseks on vaja RIDASCREEN® analüüsi jaoks ette nähtud laboriseadmeid (vaadake jaotist 1. Sihtotstarve).

7. Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutajatele

Toodet tohivad kasutada ainult kvalifitseeritud laboritöötajad.

Järgida tuleb meditsiinilaborites töötamise suuniseid (head laboritava). Järgige analüüside RIDASCREEN® kasutamisel täpselt kasutusjuhendit. Ärge kasutage proovide ega reaktiivide pipeteerimisel oma suud. Vältige haavadele ja limaskestadele sattumist. Kandke reaktiivide ja proovide käsitlemisel isikukaitsevahendeid (sobivaid kindaid, laborikiltit, kaitseprille) ja peske pärast toote kasutamist käsi. Ärge suitsetage, sööge ega jooge kohtades, kus proove käsitletakse.

Ohtlikud materjalid on tähistatud märgistamiskohustuste kohaselt.

Lisateavet ohutuskaardi (Safety Data Sheet, SDS) kohta leiate artiklikoodi alt aadressil <https://clinical.r-biopharm.com/search/>.

Pesupuhver sisaldab säilitusainena timerosaali. Vältige nahale või limaskestadele sattumist.

Kasutajad vastutavad pesupuhvri RIDASCREEN® Wash buffer 10x kasutamisejärgse nõuetekohase jäätmekäitluse eest. Järgige riiklikke jäätmekäitluse eeskirju.

Euroopa Liidu kasutajatele. Teatage kõigist tootega seotud rasketest kõrvaltoimetest ettevõttele R-Biopharm AG ja vastavatele riiklikele ametiasutustele.

8. Analüüsiprotseduur

Enne kasutamist laske pesupuhvril RIDASCREEN® Wash buffer 10x soojeneda toatemperatuurile (20 - 25 °C).

Pesupuhvrit RIDASCREEN® Wash buffer 10x tuleb kasutada RIDASCREEN® analüüside kasutusjuhendite kohaselt (vaadake jaotist 1. Sihtotstarve).

9. Meetodi piirangud










1. RIDASCREEN® Wash buffer 10x on mõeldud vaid nimetatud RIDASCREEN® analüüsidega kasutamiseks (vaadake jaotist 1. Sihtotstarve).
2. Seda toodet tuleb kasutada hea laboritava määruse (GLP) kohaselt. Kasutajad peavad pesupuhvri RIDASCREEN® Wash buffer 10x kasutamisel täpselt järgima RIDASCREEN® analüüsi juhiseid.

10. Versiooniajalugu

Versiooni number	Jaotis ja tähistus
2021-12-29	Väljaande versioon

11. Sümbolite selgitus

Üldised sümbolid

	<i>In vitro</i> diagnostiliseks kasutamiseks
	Järgige kasutusjuhendit
	Partiinumber
	Kasutada enne
	Säilitamistemperatuur
	Artikli number
	Analüüside arv
	Tootmiskuupäev
	Tootja

Analüüsipõhised sümbolid

Wash buffer 10x Pesupuhver (kontsentreeritud 10 korda)