

RIDASCREEN® Wash buffer 10x

REF 3029P00-VK



1. Paredzētais lietojums

Lietošanai *in vitro* diagnostikā. RIDASCREEN® Wash buffer 10x (3029P00-VK) ir mazgāšanas buferšķīdums, kas paredzēts lietošanai kopā ar RIDASCREEN® Clostridium perfringens Enterotoxin (C0601), RIDASCREEN® Clostridium difficile GDH (C0701), RIDASCREEN® Clostridium difficile Toxin A/B (C0801), RIDASCREEN® Rotavirus (C0901), RIDASCREEN® Adenovirus (C1001), RIDASCREEN® Giardia (C1101), RIDASCREEN® Cryptosporidium (C1201), RIDASCREEN® Astrovirus (C1301), RIDASCREEN® Norovirus 3rd Generation (C1401), RIDASCREEN® Entamoeba (C1701), RIDASCREEN® Verotoxin (C2201), RIDASCREEN® Helicobacter (C2302), RIDASCREEN® Campylobacter (C2401), RIDASCREEN® Legionella (C8001), RIDASCREEN® α1-Antitrypsin (G09034), RIDASCREEN® slgA (G09035) un RIDASCREEN® Calprotectin (G09036) testu.

Izstrādājums paredzēts profesionālai lietošanai.

2. Kopsavilkums un skaidrojums par testu

RIDASCREEN® Wash buffer 10x tiek piedāvāts kā piederums RIDASCREEN® testiem (skatīt 1. sadaļu Paredzētais lietojums).

3. Testa princips

RIDASCREEN® Wash buffer 10x ir desmitkārtīgi koncentrēts, un tas jālieto, kā aprakstīts RIDASCREEN® testu lietošanas instrukcijā (skatīt 1. sadaļu Paredzētais lietojums).

RIDASCREEN® Wash buffer 10x izmanto RIDASCREEN® mikrotitrēšanas plates mazgāšanai.

4. Nodrošinātie reaģenti

1. tabula. RIDASCREEN® Wash buffer 10x nodrošinātie reaģenti

Komplekta komponenti	Apjoms		Apraksts
Wash buffer 10x Brūns vāciņš	1 gab.	100 mL	Mazgāšanas buferšķīdums, NaCl fosfāta buferšķīdums (koncentrēts 10 reizes); satur timerozālu

5. Norādījumi par glabāšanu

Lūdzu, ievērojiet 2. tabulā sniegtos norādījumus un uzglabāiet izstrādājumu uzreiz pēc lietošanas saskaņā ar norādīto informāciju. Pēc derīguma termiņa beigām vai pēc atvērtā izstrādājuma ieteicamā glabāšanas perioda beigām kvalitātes garantija vairs nav derīga.

RIDASCREEN® Wash buffer 10x tiek piegādāts desmitkārtīgi koncentrētā veidā un pirms lietošanas ir jāatšķaida attiecībā 1:10 ar destilētu vai dejonizētu ūdeni (1 daļa Wash buffer 10x ar 9 daļām destilēta vai dejonizēta ūdens). Koncentrātā esošie kristāli iepriekš ir jāizšķīdina karsējot (ūdens vannā 37 °C temperatūrā).

2. tabula. Glabāšanas nosacījumi un informācija

	Glabāšanas temperatūra	Maksimālais glabāšanas laiks	Papildu piezīmes par uzglabāšanu
neatvērts	2 - 8 °C	Drīkst izmantot līdz norādītajam derīguma termiņa beigu datumam	-
atvērts	2 - 8 °C	≤ 5 nedēļas	Nekavējoties uzglabājiet jebkādos nevajadzīgos reaģentus ledusskapī.
atšķaidīts mazgāšanas buferšķīdums	2 - 8 °C 20 - 25 °C	≤ 4 nedēļas ≤ 6 dienas	-

6. Nepieciešamie, bet komplektā neiekļautie reaģenti

6.1. Reaģenti

Reaģenti
RIDASCREEN® tests (skatīt 1. sadaļu Paredzētais lietojums)

6.2. Laboratorijas aprīkojums

Testa veikšanai ir nepieciešams RIDASCREEN® testa lietošanai atbilstošais laboratorijas aprīkojums (skatīt 1. sadaļu Paredzētais lietojums).

7. Brīdinājumi un piesardzības pasākumi lietotājiem

Izstrādājumu drīkst lietot tikai kvalificēts laboratorijas personāls. Ievērojiet vadlīnijas darbam medicīnas laboratorijās (laba laboratorijas prakse). Veicot RIDASCREEN® testus, stingri ievērojiet lietošanas rokasgrāmatu. Paraugus vai reaģentus nedrīkst iepilināt no pipetes, pūšot ar muti. Izvairieties no saskares ar bojātu ādu un gļotādu. Rīkojoties ar reaģentiem un paraugiem, izmantojiet individuālos aizsarglīdzekļus (atbilstošus cimdus, laboratorijas halātu, aizsargbrilles) un pēc izstrādājuma lietošanas nomazgājiet rokas. Nesmēķējiet, neēdiet un nedzeriet vietās, kur tiek apstrādāti paraugi.

Bīstamie materiāli ir norādīti saskaņā ar marķēšanas saistībām.

Detalizēta informācija par drošības datu lapu (Safety Data Sheet, SDS) ir atrodama ar preces numuru vietnē <https://clinical.r-biopharm.com/search/>.

Mazgāšanas buferšķīdums satur timerozālu kā konservantu. Izvairieties no saskares ar ādu vai gļotādu.

Lietotāji ir atbildīgi par pareizu RIDASCREEN® Wash buffer 10x utilizāciju pēc lietošanas. Utilizācija jāveic saskaņā ar attiecīgajā valstī spēkā esošajiem noteikumiem.

Lietotājiem Eiropas Savienībā: ziņot R-Biopharm AG un attiecīgajām valsts iestādēm par visām nopietnajām nevēlamajām blakusparādībām, kas saistītas ar šo izstrādājumu.

8. Testa procedūra

Pirms lietošanas sasildiet RIDASCREEN® Wash buffer 10x līdz istabas temperatūrai (20 - 25 °C).

RIDASCREEN® Wash buffer 10x jālieto, kā aprakstīts RIDASCREEN® testu lietošanas instrukcijā (skatīt 1. sadaļu Paredzētais lietojums).

9. Metodes ierobežojumi










1. RIDASCREEN® Wash buffer 10x ir paredzēts lietošanai tikai ar norādītajiem RIDASCREEN® testiem (skatīt 1. sadaļu Paredzētais lietojums).
2. Šis izstrādājums ir jāizmanto saskaņā ar labas laboratorijas prakses (LLP) noteikumiem. Lietojot RIDASCREEN® Wash buffer 10x, operatoriem precīzi jāievēro ražotāja norādījumi par RIDASCREEN® testu.

10. Pārskatīto versiju vēsture

Versijas numurs	Sadaļa un apzīmējums
2021-12-29	Laidiena versija

11. Simbolu skaidrojums

Vispārīgi simboli

	Lietošanai <i>in vitro</i> diagnostikā
	Ievērojiet lietošanas rokasgrāmatu
	Sērijas numurs
	Izlietot pirms
	Glabāšanas temperatūra
	Preces numurs
	Testu skaits
	Izgatavošanas datums
	Ražotājs

Testos izmantotie simboli

	Mazgāšanas buferšķīdums (desmitkārtīgi koncentrēts)
---	---