

RIDASCREEN® Wash buffer 10x

REF 3029P00-VK



1. Avsedd användning

För *in vitro*-diagnostisk användning. RIDASCREEN® Wash buffer 10x (3029P00-VK) är en tvättbuffer avsedd för användning med testen RIDASCREEN® Clostridium perfringens Enterotoxin (C0601), RIDASCREEN® Clostridium difficile GDH (C0701), RIDASCREEN® Clostridium difficile Toxin A/B (C0801), RIDASCREEN® Rotavirus (C0901), RIDASCREEN® Adenovirus (C1001), RIDASCREEN® Giardia (C1101), RIDASCREEN® Cryptosporidium (C1201), RIDASCREEN® Astrovirus (C1301), RIDASCREEN® Norovirus 3rd Generation (C1401), RIDASCREEN® Entamoeba (C1701), RIDASCREEN® Verotoxin (C2201), RIDASCREEN® Helicobacter (C2302), RIDASCREEN® Campylobacter (C2401), RIDASCREEN® Legionella (C8001), RIDASCREEN® α1-Antitrypsin (G09034), RIDASCREEN® slgA (G09035), och RIDASCREEN® Calprotectin (G09036).

Produkten är avsedd för yrkesmässig användning.

2. Sammanfattning och förklaring av testet

RIDASCREEN® Wash buffer 10x erbjuds som tillbehör till testen från RIDASCREEN® (se avsnitt 1. Avsedd användning).

3. Testprincip

RIDASCREEN® Wash buffer 10x är koncentrerad 10 gånger och måste användas enligt beskrivningen i bruksanvisningen för testen från RIDASCREEN® (se avsnitt 1. Avsedd användning).

RIDASCREEN® Wash buffer 10x används för att tvätta RIDASCREEN® mikrotiterplatta.

4. Reagenser som ingår

Tabell 1: Reagenser som ingår för RIDASCREEN® Wash buffer 10x

Satsens komponenter	Mängd		Beskrivning
Wash buffer 10x Brunt lock	1 ×	100 mL	Tvättbuffer, fosfatbuffrad Saltösning (koncentrerad 10 gånger), innehåller tiomersal

5. Förvaringsanvisningar

Följ hanteringsanvisningarna i tabell 2 och förvara produkten direkt efter användning enligt den angivna informationen. Efter att utgångsdatumet har passerat eller den rekommenderade förvaringsperioden för den öppnade produkten har förflutit är kvalitetsgarantin inte längre giltig.

RIDASCREEN® Wash buffer 10x levereras som 10-faldigt koncentrat och måste spädas ut 1:10 med destillerat eller avjoniserat vatten före användning (1 del Wash buffer 10x med 9 delar destillerat eller avjoniserat vatten). Eventuella kristaller som finns i koncentratet måste lösas i förväg genom uppvärmning (vattenbad i 37 °C).

Tabell 2: Förvaringsförhållanden och information

	Lagringstemperatur	Maximal lagringstid	Kompletterande anmärkningar om förvaring
oöppnad	2 - 8 °C	Kan användas fram till angivet utgångsdatum	-
öppnad	2 - 8 °C	≤ 5 veckor	Reagenser som inte behövs ska omedelbart sättas i kylskåp.
utspädd tvättbuffert	2 - 8 °C 20 - 25 °C	≤ 4 veckor ≤ 6 dagar	-

6. Nödvändiga reagenser som inte medföljer

6.1 Reagenser

Reagenser
RIDASCREEN® test (se avsnitt 1. Avsedd användning)

6.2 Laboratorieutrustning

Den laboratorieutrustning som behövs för ett test från RIDASCREEN® krävs för att utföra testet (se avsnitt 1. Avsedd användning).

7. Varningar och försiktighetsåtgärder för användare

Endast kvalificerad laboratoriepersonal får använda denna produkt.

Riktlinjerna för arbete i medicinska laboratorier (god laboratoriesed) måste följas. Följ bruksanvisningen strikt när du utför tester från RIDASCREEN®. Pipettera inte prover eller reagenser med munnen. Undvik kontakt med skadad hud och slemhinnor.

Använd personlig skyddsutrustning (lämpliga handskar, labbrock, skyddsglasögon) vid hantering av reagenser och prover och tvätta händerna efter avslutad användning av produkten. Rök, ät eller drick inte i områden där prover eller testreagenser hanteras.

Farliga material indikeras i enlighet med föreskrifter på märkningen.

Ytterligare information om Safety Data Sheets, SDS finns under artikelnumret på <https://clinical.r-biopharm.com/search/>.

Tvättbuffern innehåller tiomersal som konserveringsmedel. Undvik kontakt med hud eller slemhinnor.

Användare är ansvariga för rätt avyttrande av RIDASCREEN® Wash buffer 10x efter användning. Följ nationella förordningar om avyttrande.

För användare i Europeiska unionen: Rapportera alla allvarliga biverkningar som är förknippade med produkten till R-Biopharm AG och lämpliga nationella myndigheter.

8. Testprocedur

Innan användning, låt RIDASCREEN® Wash buffer 10x nå rumstemperatur (20 - 25 °C).

RIDASCREEN® Wash buffer 10x måste användas enligt beskrivningen i bruksanvisningen för RIDASCREEN®-tester (se avsnitt 1. Avsedd användning).

9. Metodens begränsningar










1. RIDASCREEN® Wash buffer 10x är endast för användning med nämnda test RIDASCREEN® (se avsnitt 1. Avsedd användning).
2. Denna produkt bör användas i enlighet med förordningen om god laboratoriesed (GLP). Under användning av RIDASCREEN® Wash buffer 10x, måste operatörer noggrant följa tillverkarens instruktioner för RIDASCREEN®-testet.

10. Versionshistorik

Versionsnummer	Avsnitt och benämning
2021-12-29	Utgivningsversion

11. Symbolförklaringar

Allmänna symboler

	För <i>in-vitro</i> -diagnostisk användning
	Se användarhandboken
	Batchnummer
	Använd före
	Förvaringstemperatur
	Artikelnummer
	Antal tester
	Tillverkningsdatum
	Tillverkare

Testspecifika symboler

	Tvättbuffert (koncentrerad 10-faldig)
---	---------------------------------------