

RIDASCREEN® TDM Wash buffer 20x

REF 3096P00-VK



1. Paskirtis

Skirta naudoti *in vitro* diagnostikai. RIDASCREEN® TDM Wash buffer 20x (3096P00-VK) - tai plovimo buferinis tirpalas, skirtas naudoti su RIDASCREEN® IFX Monitoring (G09041), RIDASCREEN® Anti-IFX Antibodies (G09042), RIDASCREEN® ADM Monitoring (G09043), RIDASCREEN® Anti-ADM Antibodies (G09044), RIDASCREEN® VDZ Monitoring (G09045), RIDASCREEN® GLM Monitoring (G09047) ir RIDASCREEN® UST Monitoring (G09049) tyrimu.

Gaminys skirtas naudoti profesionalams.

2. Tyrimo santrauka ir paaiškinimas

RIDASCREEN® TDM Wash buffer 20x yra RIDASCREEN® tyrimų priedas (žr. 1 skyrių Paskirtis).

3. Tyrimo principas

RIDASCREEN® TDM Wash buffer 20x – tai 20 kartų koncentruotas tirpalas, naudojamas pagal RIDASCREEN® tyrimų instrukcijas (žr. 1 skyrių Paskirtis).

RIDASCREEN® TDM Wash buffer 20x naudojamas RIDASCREEN® mikrotitravimo plokštei plauti.

4. Pateikiami reagentai

1 lentelė. Pateikiami RIDASCREEN® TDM Wash buffer 20x reagentai

Rinkinio sudedamosios dalys	Kiekis		Aprašas
TDM Wash buffer 20x <i>Permatomas dangtelis</i>	1 x	50 mL	Plovimo buferinis tirpalas, ploviklis fosfato buferiniame tirpale ir antimikrobinės medžiagos (koncentruota 20 kartų)

5. Laikymo nurodymai

Vadovaukitės 2 lentelėje pateiktomis tvarkymo gairėmis ir iš karto po naudojimo laikykite gaminį pagal nurodytas instrukcijas. Pasibaigus galiojimo laikui arba rekomenduojamam atidarytų gaminių laikymo laikotarpiui, kokybės garantija nebegalioja.

RIDASCREEN® TDM Wash buffer 20x tiekiamas kaip 20 kartų koncentruotas tirpalas, prieš naudojant jį reikia atskiesti distiliuotu arba dejonizuotu vandeniu santykiu 1:20 (50 mL koncentrato įpilkite į 1 000 mL talpos sugraduotą cilindą, tada įpilkite tiek distiliuoto vandens, kad būtų pasiekta 1 000 mL žyma).

2 lentelė. Laikymo sąlygos ir informacija

	Laikymo temperatūra	Maksimali laikymo trukmė	Papildomos pastabos dėl laikymo
neatidarius	2 - 8 °C	Galima naudoti iki išspausdintos galiojimo pabaigos datos	-
atskiestas plovimo buferinis tirpalas	2 - 8 °C	≤4 sav.	-

6. Reikalingi, bet nepateikiami reagentai

6.1. Reagentai

Reagentai
RIDASCREEN® tyrimas (žr. 1 skyrių Paskirtis)

6.2. Laboratorinė įranga

Reikalinga laboratorinė įranga, naudojama atliekant RIDASCREEN® tyrimą (žr. 1 skyrių Paskirtis).

7. Įspėjimai ir atsargumo priemonės naudotojams

Šį gaminį gali naudoti tik kvalifikuoti laboratorijos darbuotojai. Būtina laikytis darbo medicinos laboratorijose gairių (geros laboratorinės praktikos). Atlikdami RIDASCREEN® tyrimus griežtai laikykitės naudojimo vadovo. Mėginių ar reagentų į pipetę netraukite burna. Venkite sąlyčio su pažeista oda ir gleivinėmis. Tvarkydami reagentus ir mėginius naudokite asmens apsaugos priemones (mūvėkite tinkamas pirštines, vilkėkite laboratorinį chalata, užsidėkite apsauginius akinius), baigę naudoti gaminį nusiplaukite rankas. Nerūkykite, nevalgykite ir negerkite vietose, kuriose tvarkomi mėginiai.

Pavojingos medžiagos nurodomos pagal ženklavimo reikalavimus.

Daugiau informacijos apie saugos duomenų lapą (Safety Data Sheet, SDS) ieškokite pagal prekės numerį adresu <https://clinical.r-biopharm.com/search/>.

Naudotojai yra atsakingi už tinkamą panaudoto RIDASCREEN®

TDM Wash buffer 20x išmetimą. Laikykitės nacionalinių taisyklių dėl išmetimo.

Naudotojams Europos Sąjungoje: praneškite R-Biopharm AG ir atitinkamoms nacionalinėms institucijoms apie visus su gaminiu susijusius rimtus nepageidaujamus įvykius.

8. Tyrimo procedūra

Prieš naudodami palaukite, kol RIDASCREEN® TDM Wash buffer 20x pasieks kambario temperatūrą (20 - 25 °C). RIDASCREEN® TDM Wash buffer 20x reikia naudoti pagal RIDASCREEN® tyrimų instrukcijas (žr. 1 skyrių Paskirtis).

9. Metodo apribojimai










1. RIDASCREEN® TDM Wash buffer 20x skirtas naudoti tik atliekant nurodytus RIDASCREEN® TDM tyrimus (žr. 1 skyrių Paskirtis).
2. Šis gaminytis turi būti naudojamas laikantis geros laboratorinės praktikos (GLP) taisyklių. Naudojant RIDASCREEN® TDM Wash buffer 20x būtina atidžiai laikytis RIDASCREEN® tyrimo instrukcijų.

10. Versijų istorija


Versijos numeris	Skyrius ir pavadinimas
2021-12-09	Leidimo versija

11. Simbolių paaiškinimas

Bendrieji simboliai

	Skirta naudoti <i>in vitro</i> diagnostikai
	Vadovautis naudojimo vadovu
	Partijos numeris
	Naudoti iki
	Laikymo temperatūra
	Gaminio numeris
	Tyrimų skaičius
	Pagaminimo data
	Gamintojas

Su tyrimu susiję simboliai

	Plovimo buferinis tirpalas (koncentruotas 20 kartų)
---	---