

RIDASCREEN® **TDM Wash buffer 20x**

REF 3096P00-VK



R-Biopharm AG, An der neuen Bergstrasse 17, 64 297 Darmstadt, Tyskland

+49 (0) 61 51 81 02-0 / +49 (0) 61 51 81 02-20 / www.r-biopharm.com



1. Avsedd användning

För *in vitro* -diagnostisk användning. RIDASCREEN® TDM Wash buffer 20x (3096P00-VK) är avsedd att användas som en tvättbuffert med testen RIDASCREEN® IFX Monitoring (G09041), RIDASCREEN® Anti-IFX Antibodies (G09042), RIDASCREEN® ADM Monitoring (G09043), RIDASCREEN® Anti-ADM Antibodies (G09044), RIDASCREEN® VDZ Monitoring (G09045), RIDASCREEN® GLM Monitoring (G09047) och RIDASCREEN® UST Monitoring (G09049).

Produkten är avsedd för yrkesmässig användning.

2. Sammanfattning och förklaring av testet

The RIDASCREEN® TDM Wash buffer 20x erbjuds som ett tillbehör till testen från RIDASCREEN® (se Avsnitt 1. Avsedd användning).

3. Testprincip

RIDASCREEN® TDM Wash buffer 20x är koncentrerat 20 gånger och måste användas enligt beskrivningen i instruktionerna för testen från RIDASCREEN® (se Avsnitt 1. Avsedd användning).

RIDASCREEN® TDM Wash buffer 20x används för att tvätta mikrotiterplattan från RIDASCREEN®.

4. Reagenser som ingår

Tabell 1: Reagenser som ingår i RIDASCREEN® TDM Wash buffer 20x

Satsens komponenter	Mängd		Beskrivning
TDM Wash buffer 20x <i>Transparent lock</i>	1 x	50 mL	Tvättbuffert, tvättmedel i fosfatbuffertlösning och antimikrobiella medel (koncentrerat 20 gånger)

5. Förvaringsanvisningar

Följ hanteringsanvisningarna i tabell 2 och förvara produkten direkt efter användning enligt den angivna informationen. Efter att utgångsdatumet har passerat eller den rekommenderade förvaringsperioden för den öppnade produkten har förflutit är kvalitetsgarantin inte längre giltig.

RIDASCREEN® TDM Wash buffer 20x ges som ett koncentrat på 20 gånger och måste spädas med destillerat eller avjoniserat vatten med 1:20 innan användning (tillsatt 50 mL koncentrat i ett mätglas som rymmer 1 000 mL och fyll på med destillerat vatten upp till 1 000 mL).

Tabell 2: Förvaringsförhållanden och information

	Förvaringstemperatur	Maximal förvaringstid	Kompletterande anmärkningar om förvaring
oöppnad	2 - 8 °C	Kan användas fram till angivet utgångsdatum	-
utspädd tvättbuffert	2 - 8 °C	≤ 4 veckor	-

6. Nödvändiga reagenser som inte medföljer

6.1 Reagenser

Reagenser
RIDASCREEN® test (se Avsnitt 1. Avsedd användning)

6.2 Laboratorieutrustning

Laboratorieutrustningen som behövs för ett test från RIDASCREEN® krävs för att testet ska kunna utföras (se Avsnitt 1. Avsedd användning).

7. Varningar och försiktighetsåtgärder för användare

Endast kvalificerad laboratoriepersonal får använda denna produkt. Riktlinjerna för arbete i medicinska laboratorier (god laboratoriesed) måste följas. Följ bruksanvisningen strikt när du utför tester från RIDASCREEN®. Pipettera inte prover eller reagenser med munnen. Undvik kontakt med skadad hud och slemhinnor. Använd personlig skyddsutrustning (lämpliga handskar, labbrock, skyddsglasögon) vid hantering av reagenser och prover och tvätta händerna efter avslutad användning av produkten. Rök, ät eller drick inte i områden där prover eller testreagenser hanteras.

Farliga material indikeras i enlighet med föreskrifter på märkningen. Ytterligare information om säkerhetsdatablad (Safety Data Sheets, SDS) finns under artikelnumret på <https://clinical.r-biopharm.com/search/>.

Användarna är ansvariga för att RIDASCREEN® TDM Wash buffer 20x bortskaffas på ett korrekt sätt efter användning. Följ nationella förordningar om kassering.

För användare i Europeiska unionen: Rapportera alla allvarliga negativa händelser som är förknippade med produkten till R-Biopharm AG och relevanta nationella myndigheter.

8. Testprocedur

Låt RIDASCREEN® **TDM Wash buffer 20x** uppnå rumstemperatur (20 - 25 °C) innan användning. RIDASCREEN® **TDM Wash buffer 20x** måste användas enligt beskrivningen i instruktionerna för testen från RIDASCREEN® (se Avsnitt 1. Avsedd användning).

9. Metodens begränsningar










1. RIDASCREEN® **TDM Wash buffer 20x** är enbart avsedd för användning med nämnda tester inom RIDASCREEN® TDM (se Avsnitt 1. Avsedd användning).
2. Denna produkt bör användas i enlighet med förordningen om god laboratoriesed(GLP). Vid användning av RIDASCREEN® **TDM Wash buffer 20x** måste användarna följa tillverkarens instruktioner för testen från RIDASCREEN® noggrant.

10. Versionshistorik

Versionsnummer	Avsnitt och benämning
2021-12-09	Utgivningsversion

11. Symbolförklaringar

Allmänna symboler

	För <i>in-vitro</i> -diagnostisk användning
	Se användarhandboken
	Batchnummer
	Använd före
	Förvaringstemperatur
	Artikelnummer
	Antal tester
	Tillverkningsdatum
	Tillverkare

Testspecifika symboler

	Tvättbuffert (koncentrerad 20-faldig)
---	---------------------------------------