



Ihr kompetenter Partner in der Gastroenterologie – R-Biopharm AG

ELISA mit diagnostischem Fokus auf:

Krebsvorsorge

RIDASCREEN® Haemoglobin
RIDASCREEN® Haemo-/Haptoglobin Complex

Entzündliche Darmerkrankungen

RIDASCREEN® Calprotectin
RIDASCREEN® α_1 -Antitrypsin
RIDASCREEN® sIgA

Therapeutisches Medikamenten-Monitoring

RIDASCREEN® IFX Monitoring
RIDASCREEN® Anti-IFX Antibodies
RIDASCREEN® ADM Monitoring
RIDASCREEN® Anti-ADM Antibodies
RIDASCREEN® VDZ Monitoring
RIDA®QUICK IFX Monitoring
RIDA®QUICK ADM Monitoring

Pankreas-Diagnostik

Pankreas-Elastase-ELISA
Pankrin® ELISA

Haemoglobin and Haemo-/Haptoglobin Complex
Marker für das Darmkrebscreening. Eine Kombination beider Testparameter erhöht die Wahrscheinlichkeit Adenoma zu detektieren.

Calprotectin

Marker für gastrointestinale Entzündungen. Wird für die Differentialdiagnose von CED und Reizdarmsyndrom angewendet, sowie für die Therapieüberwachung.

α_1 -Antitrypsin und sIgA

Indikatoren für die Integrität der Darmwand, relevant für die Überwachung und die Diagnose eines Leaky-Gut-Syndroms.

Therapeutisches Medikamenten-Monitoring (TDM)
TDM von Infliximab (IFX), dessen Biosimilars sowie Adalimumab (ADM) und Vedolizumab (VDZ) unterstützt die Therapieoptimierung bei gleichzeitiger Reduzierung der Behandlungskosten.

Pankreatische Elastase und Pankrin

Marker für die Detektion einer Pankreasinsuffizienz und einer Pankreatitis.

Zubehör:

Stuhlsammelröhrchen

Leichte, schnelle und saubere Probennahme von Stuhlproben.

Das gastroenterologische Produktportfolio von R-Biopharm dient der schnellen und einfachen Diagnose von Erkrankungen des Darms. Die ELISAs sind für Einzelarbeiten sowie für den mittleren und hohen Probendurchsatz auf automatisierten ELISA-Geräten geeignet.

ELISA

Produkt	Beschreibung	Matrix	Tests	Art. Nr.
Enzymimmunoassays				
RIDASCREEN® Haemoglobin	Enzymimmunoassay zum quantitativen Nachweis von Hämoglobin	Stuhl	96	G09030
RIDASCREEN® Haemo-/Haptoglobin Complex	Enzymimmunoassay zum quantitativen Nachweis von Hämoglobin/Haptoglobin-Komplex	Stuhl	96	G09031
RIDASCREEN® α_1 -Antitrypsin	Enzymimmunoassay zum quantitativen Nachweis von α_1 -Antitrypsin	Stuhl	96	G09034
RIDASCREEN® sIgA	Enzymimmunoassay zum quantitativen Nachweis von sekretorischem IgA	Stuhl	96	G09035
RIDASCREEN® Calprotectin	Enzymimmunoassay zum quantitativen Nachweis von Calprotectin	Stuhl	96	G09036
Pankreas-Elastase-ELISA	Enzymimmunoassay zum quantitativen Nachweis von pankreatischer Elastase	Stuhl	96	G09038
Pankreas-Elastase-ELISA (SK15)	Enzymimmunoassay zum quantitativen Nachweis von pankreatischer Elastase; zusätzlicher Standard (SK15)	Stuhl	96	G09040
Pankrin® ELISA	Enzymimmunoassay zum quantitativen Nachweis von pankreatischer Elastase und weiteren pankreatischen Enzymen	Serum	96	G09039

Therapeutisches Drug Monitoring (TDM)

Enzymimmunoassays				
RIDASCREEN® IFX Monitoring	Enzymimmunoassay zum quantitativen Nachweis von Infliximab (IFX) und seinen Biosimilars	Serum/Plasma	96	G09041
RIDASCREEN® Anti-IFX Antibodies	Enzymimmunoassay zum quantitativen Nachweis von Antikörpern gegen Infliximab (IFX) und seinen Biosimilars	Serum/Plasma	96	G09042
RIDASCREEN® ADM Monitoring	Enzymimmunoassay zum quantitativen Nachweis von Adalimumab (ADM)	Serum/Plasma	96	G09043
RIDASCREEN® Anti-ADM Antibodies	Enzymimmunoassay zum quantitativen Nachweis von Antikörpern gegen Adalimumab (ADM)	Serum/Plasma	96	G09044
RIDASCREEN® VDZ Monitoring	Enzymimmunoassay zum quantitativen Nachweis von Vedolizumab (VDZ)	Serum/Plasma	96	G09045
Schnelltest				
RIDA®QUICK IFX Monitoring	Immunochromatographischer Lateral-Flow-Schnelltest zum quantitativen Nachweis von Infliximab (IFX) und seinen Biosimilars	Serum/Plasma	25	GN3041
Neu RIDA®QUICK ADM Monitoring	Immunochromatographischer Lateral-Flow-Schnelltest zum quantitativen Nachweis von Adalimumab (ADM)	Serum/Plasma	25	GN3043

Zubehör

RIDA®TUBE	Für die Sammlung und Homogenisierung von Stuhlproben • Unbefüllt, für individuelle Anwendung nach interner Validierung		50	GZ3013
RIDA®TUBE Haemoglobin	Für die Sammlung und Homogenisierung von Stuhlproben • Nur zum Gebrauch mit RIDASCREEN® Haemoglobin G09030 und RIDASCREEN® Haemo-/Haptoglobin Complex G09031		50	GZ3012
RIDA®TUBE Calprotectin	Für die Sammlung und Homogenisierung von Stuhlproben • Nur zum Gebrauch mit RIDASCREEN® Calprotectin G09036		50	GZ3016
Stuhlaufbereitungsset	Für die Sammlung und Homogenisierung von Stuhlproben • Nur zum Gebrauch mit Pankreas-Elastase-ELISA G09038 und G09040		45	GZ3008
RIDA QUICK SCAN II - IVD SET	Lateral-Flow-Lesegerät (CE-IVD) und 2D-Barcode-Scanner • zum Auslesen von GN3041 und GN3043			ZRQS2-KD-SET
RIDA®QUICK IFX Monitoring Control Set	Positivkontrollen • erhältlich für GN3041			GP3041
Neu RIDA®QUICK ADM Monitoring Control Set	Positivkontrollen • erhältlich für GN3043			GP3043