



## Therapeutisches Medikamenten-Monitoring (TDM) mit RIDASCREEN® & RIDA®QUICK

Therapeutisches Medikamentenmonitoring der TNF $\alpha$ -Blocker Infliximab und Adalimumab sowie des  $\alpha$ 4 $\beta$ 7-Integrin-Antagonisten Vedolizumab hilft die Behandlung von Patienten zu optimieren und Therapieergebnisse zu verbessern.

### Hauptmerkmale des R-Biopharm TDM Portfolios:

- Alle TDM-Testsysteme der R-Biopharm AG sind durch die KU Leuven, Belgien validiert
- ELISA-Testsysteme und Schnelltests korrespondieren auf Grund ihrer identischen monoklonalen Antikörper
- Alle Testkits enthalten gebrauchsfertige Reagenzien
- RIDASCREEN® ELISA sind auf automatisierten ELISA-Geräten, wie zum Beispiel dem DSX® validiert und besitzen teilbare Mikrotiterplatten
- Die schnellen Point-of-Care Testsysteme RIDA®QUICK IFX Monitoring und RIDA®QUICK ADM Monitoring ermöglichen die Tal Spiegelbestimmung von Infliximab und dessen Biosimilars, bzw. von Adalimumab innerhalb von 20 Minuten

RIDASCREEN® IFX Monitoring, Art. Nr. G09041



RIDA®QUICK IFX Monitoring, Art. Nr. GN3041



# Das Therapeutisches Medikamenten-Monitoring (TDM) Portfolio

## Lateral Flow Schnelltests

Produkt	Beschreibung	Tests	Matrix	Art. Nr.
<b>Lateral Flow Schnelltest und Zubehör</b>				
RIDA®QUICK IFX Monitoring	Immuno-chromatographischer Lateral-Flow-Schnelltest zum quantitativen Nachweis von Infliximab (IFX) und seinen Biosimilars	25	Serum/Plasma	GN3041
RIDA®QUICK IFX Monitoring Control Set	Positivkontrollen • erhältlich für GN3041			GP3041
<b>Neu</b> RIDA®QUICK ADM Monitoring	Immuno-chromatographischer Lateral-Flow-Schnelltest zum quantitativen Nachweis von Adalimumab (ADM)	25	Serum/Plasma	GN3043
<b>Neu</b> RIDA®QUICK ADM Monitoring Control Set	Positivkontrollen • erhältlich für GN3043			GP3043
RIDA®QUICK SCAN II - IVD SET	Lateral-Flow-Lesegerät (CE-IVD) und 2D-Barcode-Scanner • zum Auslesen von GN3041 und GN3043			ZRQS2-KD-SET

## ELISAs basierend auf den Testsystemen der KU Leuven, Belgien

<b>Enzymimmunoassays</b>				
RIDASCREEN® IFX Monitoring	Enzymimmunoassay zum quantitativen Nachweis von Infliximab (IFX) und seinen Biosimilars	96	Serum/Plasma	G09041
RIDASCREEN® Anti-IFX Antibodies	Enzymimmunoassay zum quantitativen Nachweis von Antikörpern gegen Infliximab (IFX) und seinen Biosimilars	96	Serum/Plasma	G09042
RIDASCREEN® ADM Monitoring	Enzymimmunoassay zum quantitativen Nachweis von Adalimumab (ADM)	96	Serum/Plasma	G09043
RIDASCREEN® Anti-ADM Antibodies	Enzymimmunoassay zum quantitativen Nachweis von Antikörpern gegen Adalimumab (ADM)	96	Serum/Plasma	G09044
RIDASCREEN® VDZ Monitoring	Enzymimmunoassay zum quantitativen Nachweis von Vedolizumab (VDZ)	96	Serum/Plasma	G09045

## Weiteres Testsystem für die Diagnostik von IBD und IBS

<b>Enzymimmunoassay</b>				
RIDASCREEN® Calprotectin	Enzymimmunoassay zum Nachweis von Calprotectin	96	Stuhl	G09036

Kontaktieren Sie uns, um weitere Informationen zu erhalten: [www.r-biopharm.com](http://www.r-biopharm.com)

### R-Biopharm AG Kontakte:

Vertrieb:  
Telefon: 0 61 51 - 81 02-0  
Fax: 0 61 51 - 81 02-40  
E-mail: [info@r-biopharm.de](mailto:info@r-biopharm.de)

Auftragsbearbeitung:  
Telefon: 0 61 51 - 81 02-0  
Fax: 0 61 51 - 81 02-20  
E-Mail: [orders@r-biopharm.de](mailto:orders@r-biopharm.de)