

RIDASCREEN® Diluent | 1

REF 3010P01-VK



1. Sihtotstarve

In vitro diagnostiliseks kasutamiseks. RIDASCREEN® Diluent | 1 (3010P01-VK) on proovi lahjenduspuhver, mis on mõeldud kasutamiseks analüüsides RIDASCREEN® Clostridium perfringens Enterotoxin (C0601), RIDASCREEN® Clostridium difficile GDH (C0701), RIDASCREEN® Clostridium difficile Toxin A/B (C0801), RIDASCREEN® Rotavirus (C0901), RIDASCREEN® Adenovirus (C1001), RIDASCREEN® Giardia (C1101), RIDASCREEN® Cryptosporidium (C1201), RIDASCREEN® Astrovirus (C1301), RIDASCREEN® Norovirus 3rd Generation (C1401), RIDASCREEN® Entamoeba (C1701), RIDASCREEN® Helicobacter (C2302) ja RIDASCREEN® Campylobacter (C2401).

Toode on mõeldud professionaalseks kasutamiseks.

2. Analüüsi kokkuvõte ja selgitus

Lahjendit RIDASCREEN® Diluent | 1 müüakse analüüsides RIDASCREEN® lisatarvikuna (vaadake jaotist 1. Sihtotstarve).

3. Analüüsi põhimõte

Lahjendi RIDASCREEN® Diluent | 1 on kasutusvalmis ja seda tuleb kasutada analüüsi RIDASCREEN® kasutusjuhendi kohaselt (vaadake jaotist 1. Sihtotstarve).

Lahjendit RIDASCREEN® Diluent | 1 kasutatakse väljaheiteproovide lahjendamiseks enne analüüsis RIDASCREEN® kasutamist.

4. Komplekti kuuluvad reaktiivid

Tabel 1. Lahjendiga RIDASCREEN® Diluent | 1 kaasasolevad reaktiivid

Komplekti osad	Kogus		Kirjeldus
Diluent 1 <i>Naturaalse värvusega kaas</i>	1 ×	100 mL	Proovilahjenduspuhver 1, valgupuhvriga NaCl lahus, kasutusvalmis, sinine; sisaldab Kathon CG-d

5. Säilitamisjuhised

Järgige tabelis 2 antud käsitlemisjuhiseid ja säilitage toodet vahetult pärast kasutamist neis kirjeldatud viisil. Pärast aegumiskuupäeva või avatud toote soovitusliku säilitusaja möödumist kaotab kvaliteedigarantii kehtivuse.

Tabel 2. Säilitamistingimused ja teave

	Säilitamis-temperatuur	Maksimaalne säilitamisaeg	Lisamärkused säilitamise kohta
avamata	2 - 8 °C	Võib kasutada kuni etiketile trükitud aegumiskuupäevani	-
avatult	2 - 8 °C	≤ 5 nädalat	Pange mittevajalikud reaktiivid kohe külmkappi.

6. Vajalikud reaktiivid, mis ei kuulu komplekti

6.1 Reaktiivid

Reaktiivid
Analüüs RIDASCREEN® (vaadake jaotist 1. Sihtotstarve)

6.2 Laboriseadmed

Analüüsimiseks on vaja analüüsi RIDASCREEN® jaoks ette nähtud laboriseadmeid (vaadake jaotist 1. Sihtotstarve).

7. Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutajatele

Toodet tohivad kasutada ainult kvalifitseeritud laboritöötajad.

Järgida tuleb meditsiinilaborites töötamise suuniseid (head laboritava). Järgige analüüside RIDASCREEN® kasutamisel täpselt kasutusjuhendit. Ärge kasutage proovide ega reaktiivide pipeteerimisel oma suud. Vältige haavadele ja limaskestadele sattumist. Kandke reaktiivide ja proovide käsitlemisel isikukaitsevahendeid (sobivaid kindaid, laborikitlit, kaitseprille) ja peske pärast toote kasutamist käsi. Ärge suitsetage, sööge ega jooge kohtades, kus proove käsitletakse.

Ohtlikud materjalid on tähistatud märgistamiskohustuste kohaselt.

Lisateavet ohutuskaardi (Safety Data Sheet, SDS) kohta leiate artiklikoodi alt aadressil <https://clinical.r-biopharm.com/search/>.

Proovilahjenduspuhver 1 sisaldab Kathon CG-d. Vältige nahale ja limaskestadele sattumist.

Kasutajad vastutavad lahjendi RIDASCREEN® Diluent | 1 nõuetekohase jäätmekäitluse eest. Järgige riiklike jäätmekäitluse eeskirju.

Euroopa Liidu kasutajatele. Teatage kõigist tootega seotud rasketest kõrvaltoimetest ettevõttele R-Biopharm AG ja asjakohastele riiklikele ametiasutustele.

8. Analüüsiprotseduur

Enne kasutamist laske lahjendil RIDASCREEN® Diluent | 1 soojeneda toatemperatuurile (20 - 25 °C).

Lahjendit RIDASCREEN® Diluent | 1 tuleb kasutada analüüside RIDASCREEN® kasutusjuhendite kohaselt (vaadake jaotist 1. Sihtotstarve).

9. Meetodi piirangud










1. Lahjendi RIDASCREEN® Diluent | 1 on mõeldud kasutamiseks ainult nimetatud analüüsidega RIDASCREEN® (vaadake jaotist 1. Sihtotstarve).
2. Seda toodet tuleb kasutada hea laboritava määruse (GLP) kohaselt. Kasutajad peavad lahjendi RIDASCREEN® Diluent | 1 kasutamisel täpselt järgima analüüsi RIDASCREEN® tootja juhiseid.

10. Versiooniajalugu

Versiooni number	Jaotis ja tähistus
2021-12-29	Väljaande versioon

11. Sümbolite selgitus

Üldised sümbolid

	<i>In vitro</i> diagnostiliseks kasutamiseks
	Järgige kasutusjuhendit
	Partiinumber
	Kasutada enne
	Säilitamistemperatuur
	Artikli number
	Analüüside arv
	Tootmiskuupäev
	Tootja

Analüüsipõhised sümbolid

	Proovilahjenduspuhver 1
---	-------------------------