

RIDASCREEN® Diluent | 1

REF 3010P01-VK



1. Paskirtis

Skirta naudoti *in vitro* diagnostikai. RIDASCREEN® Diluent | 1 (3010P01-VK) - tai mėginių skiedimo buferinis tirpalas, skirtas naudoti atliekant RIDASCREEN® Clostridium perfringens Enterotoxin (C0601), RIDASCREEN® Clostridium difficile GDH (C0701), RIDASCREEN® Clostridium difficile Toxin A/B (C0801), RIDASCREEN® Rotavirus (C0901), RIDASCREEN® Adenovirus (C1001), RIDASCREEN® Giardia (C1101), RIDASCREEN® Cryptosporidium (C1201), RIDASCREEN® Astrovirus (C1301), RIDASCREEN® Norovirus 3rd Generation (C1401), RIDASCREEN® Entamoeba (C1701), RIDASCREEN® Helicobacter (C2302) ir RIDASCREEN® Campylobacter (C2401) tyrimus.

Gaminys skirtas naudoti profesionalams.

2. Tyrimo santrauka ir paaiškinimas

RIDASCREEN® Diluent | 1 yra RIDASCREEN® tyrimų priedas (žr. 1 skyrių Paskirtis).

3. Tyrimo principas

RIDASCREEN® Diluent | 1 paruoštas naudoti. Būtina laikytis RIDASCREEN® tyrimo instrukcijų (žr. 1 skyrių Paskirtis).

RIDASCREEN® Diluent | 1 naudojamas išmatų mėginiams skiesti, prieš atliekant RIDASCREEN® tyrimus.

4. Pateikiami reagentai

1 lentelė. Pateikiami RIDASCREEN® Diluent | 1 reagentai

Rinkinio sudedamosios dalys	Kiekis		Aprašas
Diluent 1 <i>Natūralios spalvos dangtelis</i>	1 ×	100 mL	1 mėginių skiedimo buferinis tirpalas, baltymais buferizuotas NaCl tirpalas, paruoštas naudoti, mėlynos spalvos; sudėtyje yra Kathon CG

5. Laikymo nurodymai

Vadovaukitės 2 lentelėje pateiktomis tvarkymo gairėmis ir panaudotą gaminį iš karto padėkite vietoje, atitinkančioje pateiktą informaciją. Pasibaigus galiojimo laikui arba rekomenduojamam atidarytų gaminių laikymo laikotarpiui, kokybės garantija nebegalioja.

2 lentelė. Laikymo sąlygos ir informacija

	Laikymo temperatūra	Maksimali laikymo trukmė	Papildomos pastabos dėl laikymo
neatidarius	2 - 8 °C	Galima naudoti iki išspausdintos galiojimo pabaigos datos	-
atidarius	2 - 8 °C	≤ 5 sav.	Nereikalingą reagento dalį nedelsdami padėkite į šaldytuvą.

6. Reikalingi, bet nepateikiami reagentai

6.1. Reagentai

Reagentai
RIDASCREEN® tyrimas (žr. 1 skyrių Paskirtis)

6.2. Laboratorinė įranga

Reikalinga laboratorinė įranga, naudojama atliekant RIDASCREEN® tyrimą (žr. 1 skyrių Paskirtis).

7. Įspėjimai ir atsargumo priemonės naudotojams

Šį gaminį gali naudoti tik kvalifikuoti laboratorijos darbuotojai.

Būtina laikytis darbo medicinos laboratorijose gairių (geros laboratorinės praktikos).

Atlikdami RIDASCREEN® tyrimus griežtai laikykitės naudojimo vadovo. Mėginių ar reagentų į pipetę netraukite burna. Venkite sąlyčio su pažeista oda ir gleivinėmis.

Tvarkydami reagentus ir mėginius naudokite asmens apsaugos priemonės (mūvėkite tinkamas pirštines, vilkėkite laboratorinį chalata, užsidėkite apsauginius akinius), baigę naudoti gaminį nusiplaukite rankas. Nerūkykite, nevalgykite ir negerkite vietose, kuriose tvarkomi mėginiai.

Pavojingos medžiagos nurodomos pagal ženklavimo reikalavimus.

Daugiau informacijos apie saugos duomenų lapą (Safety Data Sheet, SDS) ieškokite pagal prekės numerį adresu <https://clinical.r-biopharm.com/search/>.

1 mėginių skiedimo buferiniame tirpale yra Kathon CG. Venkite sąlyčio su oda ir gleivinėmis.

Naudotojai yra atsakingi už tinkamą panaudoto RIDASCREEN® Diluent | 1 šalinimą. Laikykitės nacionalinių taisyklių dėl šalinimo.

Naudotojams Europos Sąjungoje: praneškite R-Biopharm AG ir atitinkamoms nacionalinėms institucijoms apie visus sunkius nepageidaujamus reiškinius, susijusius su gaminiu.

8. Tyrimo procedūra

Prieš naudodami palaukite, kol RIDASCREEN® Diluent | 1 pasieks kambario temperatūrą (20 - 25 °C).

RIDASCREEN® Diluent | 1 reikia naudoti pagal RIDASCREEN® tyrimų instrukcijas (žr. 1 skyrių Paskirtis).

9. Metodo apribojimai










1. RIDASCREEN® Diluent | 1 yra nurodytų RIDASCREEN® tyrimų priedas (žr. 1 skyrių Paskirtis).
2. Šis gaminytis turi būti naudojamas laikantis geros laboratorinės praktikos (GLP) taisyklių. Naudojant RIDASCREEN® Diluent | 1 būtina atidžiai laikytis RIDASCREEN® tyrimo gamintojo pateiktų instrukcijų.

10. Versijų istorija


Versijos numeris	Skyrius ir pavadinimas
2021-12-29	Leidimo versija

11. Simbolių paaiškinimas

Bendrieji simboliai

	Skirta naudoti <i>in vitro</i> diagnostikai
	Vadovautis naudojimo vadovu
	Partijos numeris
	Naudoti iki
	Laikymo temperatūra
	Gaminio numeris
	Tyrimų skaičius
	Pagaminimo data
	Gamintojas

Su tyrimu susiję simboliai

	1 mėginių skiedimo buferinis tirpalas
---	---------------------------------------