

RIDASCREEN® Diluent | 1

REF 3010P01-VK



1. Predvidena uporaba

Za uporabo v *in vitro* diagnostiki. Izdelek RIDASCREEN® Diluent | 1 (3010P01-VK) je pufer za redčenje vzorca, namenjen uporabi skupaj s testi RIDASCREEN® Clostridium perfringens Enterotoxin (C0601), RIDASCREEN® Clostridium difficile GDH (C0701), RIDASCREEN® Clostridium difficile Toxin A/B (C0801), RIDASCREEN® Rotavirus (C0901), RIDASCREEN® Adenovirus (C1001), RIDASCREEN® Giardia (C1101), RIDASCREEN® Cryptosporidium (C1201), RIDASCREEN® Astrovirus (C1301), RIDASCREEN® Norovirus 3rd Generation (C1401), RIDASCREEN® Entamoeba (C1701), RIDASCREEN® Helicobacter (C2302) in RIDASCREEN® Campylobacter (C2401).

Izdelek je namenjen profesionalni uporabi.

2. Povzetek in razlaga testa

RIDASCREEN® Diluent | 1 je na voljo kot dodatek k testom RIDASCREEN® (glejte poglavje 1: Predvidena uporaba).

3. Načelo testa

Izdelek RIDASCREEN® Diluent | 1 je pripravljen za uporabo in ga je treba uporabljati skladno z navodili za uporabo testov RIDASCREEN® (glejte poglavje 1: Predvidena uporaba).

Izdelek RIDASCREEN® Diluent | 1 je namenjen redčenju vzorcev blata pred uporabo pri testih RIDASCREEN®.

4. Priloženi reagenti

Preglednica 1: Reagenti, priloženi izdelku RIDASCREEN® Diluent | 1

Komponente kompleta	Količina		Opis
Diluent 1 <i>Bež pokrovček</i>	1 ×	100 mL	Pufer za redčenje vzorca 1, s proteini pufrana raztopina NaCl, pripravljeno za uporabo, modre barve; vsebuje Kathon CG

5. Navodila za shranjevanje

Upoštevajte smernice za rokovanje v preglednici 2 in izdelek shranite takoj po uporabi skladno z navedenimi informacijami. Po izteku roka uporabnosti ali priporočenega obdobja shranjevanja za odprt izdelek ni mogoče več jamčiti kakovosti.

Preglednica 2: Pogoji shranjevanja in podatki o shranjevanju

	Temperatura shranjevanja	Najdaljši čas shranjevanja	Dodatne opombe glede shranjevanja
neodprto	2–8 °C	Uporabi se lahko do natisnjene roka uporabnosti	-
odprto	2–8 °C	≤ 5 tednov	Reagent, ki ga ne rabite, takoj shranite v hladilniku.

6. Potrebni materiali, ki niso priloženi

6.1 Reagenti

Reagenti
Test RIDASCREEN® (glejte poglavje 1: Predvidena uporaba)

6.2 Laboratorijska oprema

Laboratorijska oprema, potrebna za izvedbo testa RIDASCREEN® (glejte poglavje 1: Predvidena uporaba).

7. Opozorila in previdnostni ukrepi za uporabnike

Izdelek lahko uporablja samo kvalificirano laboratorijsko osebje.

Upoštevati je treba smernice za delo v medicinskih laboratorijih (dobro laboratorijsko prakso). Pri izvajanju testov RIDASCREEN® se strogo držite navodil za uporabo. Vzorcev in reagentov ne pipetirajte z usti. Preprečite stik z razpokano kožo in sluznicami. Pri ravnanju z reagenti in vzorci nosite osebno varovalno opremo (ustrezne rokavice, laboratorijsko haljo, varnostna očala) ter si po koncu uporabe izdelka umijte roke. V prostorih ravnanja z vzorci ne kadite ter ne uživajte hrane in pijače.

Nevarni materiali so označeni skladno z obveznostmi glede označevanja.

Dodatne podrobnosti o varnostnem listu (Safety Data Sheet, SDS) najdete pod številko artikla na spletni strani <https://clinical.r-biopharm.com/search/>.

Pufer za redčenje vzorcev 1 vsebuje Kathon CG. Preprečite stik s kožo in sluznicami.

Uporabniki so odgovorni za ustrezno odstranjevanje izdelka RIDASCREEN® **Diluent | 1** po uporabi. Pri odstranjevanju upoštevajte nacionalne predpise.

Za uporabnike v Evropski uniji: O vseh resnih neželenih dogodkih, povezanih z izdelkom, poročajte družbi R-Biopharm AG in ustreznim nacionalnim organom.

8. Testni postopek

Pred uporabo počakajte, da se izdelek RIDASCREEN® **Diluent | 1** segreje na sobno temperaturo (20–25 °C).

Izdelek RIDASCREEN® **Diluent | 1** je treba uporabiti skladno z navodili za uporabo testov RIDASCREEN® (glejte poglavje 1: Predvidena uporaba).

9. Omejitve metode










1. Izdelek RIDASCREEN® **Diluent | 1** je namenjen samo uporabi skupaj z navedenimi testi RIDASCREEN® (glejte poglavje 1: Predvidena uporaba).
2. Ta test je treba uporabljati skladno s predpisom o dobri laboratorijski praksi (DLP). Pri uporabi izdelka RIDASCREEN® **Diluent | 1** morajo operaterji natančno upoštevati navodila proizvajalca zadevnega testa RIDASCREEN®.

10. Zgodovina različic

Številka različice	Del in oznaka
2021-12-29	Različica izdaje

11. Razlaga simbolov

Splošni simboli

	Za uporabo v <i>in vitro</i> diagnostiki
	Upoštevajte uporabniški priročnik
	Serijska številka
	Rok uporabnosti
	Temperatura shranjevanja
	Številka artikla
	Število testov
	Datum izdelave
	Proizvajalec

Za test specifični simboli

	Pufer za redčenje vzorca 1
---	----------------------------