

RIDASCREEN® **Stop**

REF 3080V00-VK



1. Tiltenkt bruk

For *in vitro*-diagnostisk bruk. RIDASCREEN® **Stop** (3080V00-VK) er en stoppreagens beregnet til bruk med RIDASCREEN® Clostridium perfringens Enterotoxin (C0601), RIDASCREEN® Clostridium difficile GDH (C0701), RIDASCREEN® Clostridium difficile Toxin A/B (C0801), RIDASCREEN® Rotavirus (C0901), RIDASCREEN® Adenovirus (C1001), RIDASCREEN® Giardia (C1101), RIDASCREEN® Cryptosporidium (C1201), RIDASCREEN® Astrovirus (C1301), RIDASCREEN® Norovirus 3. generasjon (C1401), RIDASCREEN® Entamoeba (C1701), RIDASCREEN® Verotoxin (C2201), RIDASCREEN® Helicobacter (C2302), RIDASCREEN® Campylobacter (C2401) og testen RIDASCREEN® Legionella (C8001).

Produktet er tiltenkt for profesjonell bruk.

2. Sammendrag og forklaring av testen

RIDASCREEN® **Stop** selges som tilbehør til RIDASCREEN®-testene (se avsnitt 1. Tiltenkt bruk).

3. Testprinsipp

RIDASCREEN® **Stop** skal brukes som beskrevet i bruksanvisningen for RIDASCREEN®-testen (se avsnitt 1. Tiltenkt bruk).

RIDASCREEN® **Stop** brukes i RIDASCREEN®-testene for å stoppe peroksidaseaktiviteten ved å endre fargen til substratet fra blå til gul.

4. Medfølgende reagenser

Tabell 1: Reagenser som leveres for RIDASCREEN® **Stop**

| Settkomponenter | Mengde | | Beskrivelse |
|--------------------------|--------|-------|---|
| Stop Gult lokk | 1 x | 12 mL | Stoppløsning, klar til bruk 1 N svovelsyre |

5. Oppbevaringsinstruksjoner

Følg retningslinjene for håndtering i tabell 2 og lagre produktet direkte etter bruk i henhold til angitt informasjon. Når utløpsdatoen er overskredet eller den anbefalte lagringsperioden for det åpnete produktet har utløpt, er ikke kvalitetsgarantien lenger gyldig.

Tabell 2: Oppbevaringsforhold og informasjon

| | Oppbevaringstemperatur | Maksimal lagringstid | Tilleggsmerknader om oppbevaring |
|--------|------------------------|--|---|
| uåpnet | 2 - 8 °C | Kan brukes frem til den angitte utløpsdatoen | - |
| åpnet | 2 - 8 °C | ≤5 uker | Oppbevar ethvert reagens som ikke trengs umiddelbart i kjøleskap. |

6. Nødvendige reagenser som ikke medfølger

6.1 Reagenser

| Reagenser |
|---|
| RIDASCREEN®-test (se avsnitt 1. Tiltent bruk) |

6.2 Laboratoriestyr

Laboratoriestyret som trengs for RIDASCREEN®-testen er nødvendig for å utføre testen (se avsnitt 1. Tiltent bruk).

7. Advarsler og forsiktighetsregler for brukerne

Kun kvalifisert laboratoriepersonell skal bruke dette produktet. Retningslinjene for arbeid i medisinske laboratorier (god laboratoriepraksis) må følges. Følg bruksanvisningen nøye når du utfører RIDASCREEN®-testene. Ikke pipettér prøver eller reagenser med munnen. Unngå kontakt med ødelagt hud og slimhinner. Bruk personlig verneutstyr (passende hansker, labfrakk, vernebriller) når du håndterer reagenser og prøver, og vask hendene når du er ferdig med å bruke produktet. Ikke røyk, spis eller drikk i områder der prøver behandles.

Farlige materialer er angitt i samsvar med kravene til merking. Ytterligere informasjon om sikkerhetsdatabladet (Safety Data Sheet, SDS) finnes under varenummeret på <https://clinical.r-biopharm.com/search/>.

Stoppreagensen inneholder svovelsyre. Unngå kontakt med hud eller slimhinner.

Brukerne er ansvarlige for riktig avhending av RIDASCREEN® **Stop** etter bruk. Følg nasjonale forskrifter for avhending.

For brukere i Den europeiske union: Rapportert alle alvorlige bivirkninger forbundet med produktet til R-Biopharm AG og de relevante nasjonale myndighetene.

8. Testprosedyre

Før bruk, bring RIDASCREEN® **Stop** til romtemperatur (20 - 25 °C). RIDASCREEN® **Stop** skal brukes som beskrevet i bruksanvisningen for RIDASCREEN®-testene (se avsnitt 1. Tiltent bruk).

9. Metodens begrensninger










1. RIDASCREEN® **Stop** er bare til bruk med angitte RIDASCREEN®-tester (se avsnitt 1. Tiltent bruk).
2. Dette produktet skal brukes i samsvar med forskriften om god laboratoriepraksis (GLP). Når RIDASCREEN® **Stop** brukes, må brukeren følge produsentens bruksanvisning for den respektive RIDASCREEN®-testen nøye.

10. Versjonshistorikk

| Versjonsnummer | Avsnitt og betegnning |
|----------------|-----------------------|
| 2021-12-29 | Utgivelsesversjon |

11. Symbolforklaring

Generelle symboler

| | |
|---|---------------------------------------|
|  | For <i>in vitro</i> -diagnostisk bruk |
|  | Følg brukerhåndboken |
|  | Batchnummer |
|  | Brukes innen |
|  | Oppbevaringstemperatur |
|  | Artikkelnummer |
|  | Antall tester |
|  | Produksjonsdato |
|  | Produsent |

Testspesifikke symboler

| | |
|---|--------------|
|  | Stoppreagens |
|---|--------------|