

RIDASCREEN® TDM Wash buffer 20x

REF 3096P00-VK



R-Biopharm AG, An der neuen Bergstrasse 17, 64297 Darmstadt, Germany

+49 (0) 61 51 81 02-0 / +49 (0) 61 51 81 02-20 / www.r-biopharm.com



1. Tiltent bruk

For *in vitro*-diagnostisk bruk. RIDASCREEN® TDM Wash buffer 20x (3096P00-VK) er beregnet til bruk som vaskebuffer for RIDASCREEN® IFX Monitoring (G09041), RIDASCREEN® Anti-IFX Antibodies (G09042), RIDASCREEN® ADM Monitoring (G09043), RIDASCREEN® Anti-ADM Antibodies (G09044), RIDASCREEN® VDZ Monitoring (G09045), RIDASCREEN® GLM Monitoring (G09047) og RIDASCREEN® UST Monitoring (G09049)-test.

Produktet er beregnet for profesjonell bruk.

2. Sammendrag og forklaring av testen

RIDASCREEN® TDM Wash buffer 20x selges som tilbehør til RIDASCREEN®-testene (se avsnitt 1. Tiltent bruk).

3. Testprinsipp

RIDASCREEN® TDM Wash buffer 20x er 20 ganger konsentrert og skal brukes som beskrevet i bruksanvisningen for RIDASCREEN®-testene (se avsnitt 1. Tiltent bruk).

RIDASCREEN® TDM Wash buffer 20x brukes til vask av RIDASCREEN® mikrotiterplate.

4. Reagenser som medfølger

Tabell 1: Reagenser som følger med for RIDASCREEN® TDM Wash buffer 20x

| Settkomponenter | Mengde | | Beskrivelse |
|---|--------|-------|--|
| TDM Wash buffer 20x Gjennomsiktig lokk | 1 x | 50 mL | Vaskebuffer, detergent i fosfatbufferløsning og antimikrobielle midler (20 ganger konsentrert) |

5. Oppbevaringsinstruksjoner

Følg retningslinjene for håndtering i tabell 2 og lagre produktet direkte etter bruk i henhold til angitt informasjon. Når utløpsdatoen er overskredet eller den anbefalte lagringsperioden for det åpnete produktet har utløpt, er ikke kvalitetsgarantien lenger gyldig.

RIDASCREEN® TDM Wash buffer 20x leveres som et 20-gangers konsentrat og må fortynnes med destillert eller deionisert vann 1:20 før bruk (tilsett 50 mL konsentrat til en 1000 mL målesylinder og fyll med destillert vann til 1000 mL).

Tabell 2: Oppbevaringsforhold og informasjon

| | Oppbevaringstemperatur | Maksimal lagringstid | Tilleggsmerknader om lagring |
|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| uåpnet | 2 - 8 °C | Kan brukes frem til angitt utløpsdato | - |
| fortynnet vaskebuffer | 2 - 8 °C | ≤ 4 uker | - |

6. Nødvendige reagenser som ikke medfølger

6.1 Reagenser

| Reagenser |
|---|
| RIDASCREEN®-test (se avsnitt 1. Tiltent bruk) |

6.2 Laborarieutstyr

Laborarieutstyret som trengs for RIDASCREEN®-testen er nødvendig for å utføre testen (se avsnitt 1. Tiltent bruk).

7. Advarsler og forsiktighetsregler for brukerne

Kun kvalifisert laborariepersonell skal bruke dette produktet. Retningslinjene for arbeid i medisinske laboratorier (god laborariepraksis) må følges. Følg bruksanvisningen nøye når du utfører RIDASCREEN®-testene. Ikke pipettér prøver eller reagenser med munnen. Unngå kontakt med ødelagt hud og slimhinner. Bruk personlig verneutstyr (passende hansker, labfrakk, vernebriller) når du håndterer reagenser og prøver, og vask hendene når du er ferdig med å bruke produktet. Ikke røyk, spis eller drikk i områder der prøver behandles.

Farlige materialer er angitt i samsvar med kravene til merking.

Ytterligere informasjon om sikkerhetsdatabladet (Safety Data Sheet, SDS) finnes under varenummeret på <https://clinical.r-biopharm.com/search/>.

Brukerne er ansvarlige for riktig avhending av RIDASCREEN®

TDM Wash buffer 20x etter bruk. Følg nasjonale forskrifter for avhending.

For brukere i Den europeiske union: Rapportér alle alvorlige bivirkninger forbundet med produktet til R-Biopharm AG og relevante nasjonale myndigheter.

8. Testprosedyre

La RIDASCREEN® TDM Wash buffer 20x få romtemperatur (20 - 25 °C) før bruk. RIDASCREEN® TDM Wash buffer 20x skal brukes som beskrevet i bruksanvisningen for RIDASCREEN®-testene (se avsnitt 1. Tiltentkt bruk).

9. Metodens begrensninger

1. RIDASCREEN® TDM Wash buffer 20x er kun beregnet for bruk sammen med RIDASCREEN® TDM-tester (se avsnitt 1. Tiltentkt bruk).
2. Dette produktet skal brukes i samsvar med forskriften om god laboratoriepraksis (GLP). Når RIDASCREEN® TDM Wash buffer 20x brukes, må brukeren følge produsentens bruksanvisning for RIDASCREEN®-testen nøye.

10. Versjonshistorikk


| Versjonsnummer | Avsnitt og benevnelse |
|----------------|-----------------------|
| 2021-12-09 | Utgivelsesversjon |

11. Symbolforklaring

Generelle symboler

| | |
|---|---------------------------------------|
|  | For <i>in vitro</i> -diagnostisk bruk |
|  | Følg brukerhåndboken |
|  | Batchnummer |
|  | Brukes innen |
|  | Oppbevaringstemperatur |
|  | Artikkelnummer |
|  | Antall tester |
|  | Produksjonsdato |
|  | Produsent |

Testspesifikke symboler



Vaskebuffer (konsentrert 20-ganger)