

RIDASCREEN® TDM Wash buffer 20x

REF 3096P00-VK



1. Kullanım amacı

In vitro tanı amaçlı kullanım içindir. RIDASCREEN® TDM Wash buffer 20x (3096P00-VK), RIDASCREEN® IFX Monitoring (G09041), RIDASCREEN® Anti-IFX Antibodies (G09042), RIDASCREEN® ADM Monitoring (G09043), RIDASCREEN® Anti-ADM Antibodies (G09044), RIDASCREEN® VDZ Monitoring (G09045), RIDASCREEN® GLM Monitoring (G09047) ve RIDASCREEN® UST Monitoring (G09049) test ile birlikte kullanılmaya yönelik bir yıkama tamponudur.

Ürün, profesyonel kullanıma yöneliktir.

2. Testin özeti ve açıklaması

RIDASCREEN® TDM Wash buffer 20x RIDASCREEN® testleri için bir aksesuar olarak sunulmaktadır (bkz. Kısım 1. Kullanım amacı).

3. Test prensibi

RIDASCREEN® TDM Wash buffer 20x 20 kat konsantredir ve RIDASCREEN® testlerinin kullanım talimatlarında belirtildiği şekilde kullanılmalıdır (bkz. Kısım 1. Kullanım amacı).

RIDASCREEN® TDM Wash buffer 20x RIDASCREEN® mikro-titrasyon plakasını yıkamak için kullanılır.

4. Sağlanan reaktifler

Tablo 1: RIDASCREEN® TDM Wash buffer 20x için sağlanan reaktifler

Kit bileşenleri	Miktar		Açıklama
TDM Wash buffer 20x Şeffaf kapak	1 x	50 mL	Yıkama tamponu, fosfat tamponlu çözeltide deterjan ve anti-mikrobiyal ajanlar (20 kat konsantre)

5. Saklama talimatları

Lütfen Tablo 2'deki kullanma ilkelerini izleyin ve ürünü kullandıktan hemen sonra belirtilen bilgilere göre saklayın. Son kullanma tarihi geçtikten sonra veya açılmış ürünlerin önerilen saklama süresi dolduktan sonra, kalite garantisi artık geçerli değildir.

RIDASCREEN® TDM Wash buffer 20x 20 kat konsantre olarak sağlanmaktadır ve kullanılmadan önce distile veya deiyonize suyla 1:20 oranında seyreltilmelidir (1000 mL'lik dereceli bir silindire 50 mL konsantre ekleyin ve 1000 mL'ye kadar distile veya deiyonize suyla doldurun).

Tablo 2: Saklama koşulları ve bilgileri

	Saklama sıcaklığı	Maksimum saklama süresi	Saklamaya ilişkin ek notlar
açılmamış	2 - 8 °C	Basılı son kullanma tarihine kadar kullanılabilir	-
yıkama tamponunu seyreltin	2 - 8 °C	≤ 4 hafta	-

6. Gerekli olan ama sağlanmayan reaktifler

6.1 Reaktifler

Reaktifler
RIDASCREEN® Test (bkz. Kısım 1. Kullanım amacı)

6.2 Laboratuvar ekipmanları

RIDASCREEN® test için gerekli laboratuvar ekipmanları, testi gerçekleştirmek için gereklidir (bkz. Kısım 1. Kullanım amacı).

7. Kullanıcılar için uyarılar ve önlemler

Yalnızca yetkili laboratuvar personeli bu ürünü kullanabilir.

Tıbbi laboratuvarlarda çalışma yönergelerine (iyi laboratuvar uygulamaları) uyulmalıdır. RIDASCREEN® testlerini gerçekleştirirken, kullanım kılavuzuna kesinlikle uyun. Örnekleri veya reaktifleri ağızınızı kullanarak pipetlemeyin. Yaralı ciltle veya mukoz membranlarla temasını önleyin. Reaktifleri ve örnekleri kullanırken kişisel koruyucu ekipmanlar (uygun eldivenler, laboratuvar önlüğü, güvenlik gözlükleri) kullanın ve ürünü kullanmayı bitirdikten sonra ellerinizi yıkayın. Örneklerin kullanılmakta olduğu alanlarda sigara içmeyin, bir şey yemeyin veya içmeyin.

Tehlikeli maddeler, etiketleme yükümlülüklerine göre belirtilmiştir.

Güvenlik Veri Formlarına (Safety Data Sheet, SDS) ilişkin daha fazla ayrıntı, <https://clinical.r-biopharm.com/search/> adresindeki öge numarasında bulunmaktadır.

Kullanıcılar, kullanıldıktan sonra RIDASCREEN® TDM Wash buffer 20x ürününün uygun şekilde bertarafından sorumludur. Bertaraf için, lütfen ulusal yönetmeliklere uyun.

Avrupa Birliđi'ndeki kullanıcılar için: Ürünle ilişkili tüm ciddi advers olayları R-Biopharm AG ve ilgili ulusal makamlara bildirin.

8. Test prosedürü

Kullanmadan önce, RIDASCREEN® TDM Wash buffer 20x ürününü oda sıcaklığına (20 - 25 °C) getirin. RIDASCREEN® TDM Wash buffer 20x RIDASCREEN® testlerinin kullanım talimatlarında belirtildiđi şekilde kullanılmalıdır (bkz. Kısım 1. Kullanım amacı).

9. Yöntemin sınırlamaları










1. RIDASCREEN® TDM Wash buffer 20x yalnızca anılan RIDASCREEN® TDM testleriyle birlikte kullanılmaya yöneliktir (bkz. Kısım 1. Kullanım amacı).
2. Bu ürün, iyi laboratuvar uygulamalarına (GLP) ilişkin yönetmeliđe uygun olarak kullanılmalıdır. RIDASCREEN® TDM Wash buffer 20x ürününü kullanırken, kullanıcılar üretici firmanın RIDASCREEN® test için talimatlarını kesinlikle izlemelidir.

10. Sürüm geçmiři

Sürüm numarası	Bölüm ve adlandırma
2021-12-09	Yayın sürümü

11. Simgelerin aıklamaları

Genel simgeler

	<i>In vitro</i> tanı amaılı kullanım iindir
	Kullanım kılavuzuna uyun
	Parti numarası
	Son kullanma tarihi
	Saklama sıcaklıęı
	Madde numarası
	Test sayısı
	Üretim tarihi
	Üretici firma

Teste özel simgeler

	Yıkama tamponu (20 kat konsantre)
---	-----------------------------------