

Infektionsdiagnostik enteropathogener Erreger mit RIDASCREEN® EasyKit ELISA

Praktisch – schnell – zuverlässig

- Gebrauchsfertige Reagenzien
- Minimaler Zeitaufwand durch einfache Präanalytik
- Reagenzien für direkte Nutzung in Vollautomaten optimiert




RIDASCREEN® EasyKit ELISA setzen neue Standards für ökonomische und flexible Diagnostik

- Mehr Präzision bei manueller Abarbeitung
- Einfache Auswertung mittels Software – RIDA®SOFT Win.net
- Perfekt angepasst an die Verwendung in Vollautomaten (DSX®, Agility®)

Kreuzkontamination bei Einsatz im Automaten wird durch die Verwendung von Wechselspitzen bei DSX® und Agility® (Dynex) vermieden. Ebenso können beide Automaten einfach und problemlos an das Laborsystem (LIMS) angebunden werden.

Dynex Agility® Vollautomat



EasyKit-Reagenziensets können direkt in den geräte-spezifischen Halterungen des Vollautomaten Agility® eingesetzt werden. Ein 2D-Barcode mit chargenspezifischen Testinformationen garantiert dabei die sichere Verwaltung der Reagenzien.

Während der Testabarbeitung werden die Deckel der Reagenzien verwechslungssicher in entsprechenden stapelfähigen Ablagen aufbewahrt.





Bewährte vereinfachte Präanalytik durch universelles Proben-Diluent und einheitlicher Probenverdünnung für alle Parameter.

Dynex DSX® Vollautomat



Ein speziell an den DSX und die EasyKit-Reagenzien angepasstes Rack mit dazugehöriger Ablage für die Reagenziendeckel garantieren eine sichere und kontaminationsfreie Bearbeitung.

- 30 Plätze für Reagenzien
- 24 Plätze für Kontrollen
- 2 Plätze für Probenpuffer

Produktübersicht – RIDASCREEN® EasyKit ELISA

ELISA

Produkt	Art. Nr.
Viren	
RIDASCREEN® Adenovirus	C1001
RIDASCREEN® Astrovirus	C1301
RIDASCREEN® Norovirus	C1401
RIDASCREEN® Rotavirus	C0901
Bakterien & Bakterientoxine	
RIDASCREEN® Campylobacter	C2401
RIDASCREEN® Clostridium difficile GDH	C0701
RIDASCREEN® Clostridium difficile Toxin A/B	C0801
RIDASCREEN® Clostridium perfringens Enterotoxin	C0601
RIDASCREEN® Helicobacter pylori	C2301
RIDASCREEN® Verotoxin	C2201
Parasiten	
RIDASCREEN® Cryptosporidium	C1201
RIDASCREEN® Cryptosporidium/Giardia Combi	C1121
RIDASCREEN® Entamoeba	C1701
RIDASCREEN® Giardia	C1101
Automaten	
DSX®	Z65400
Agility®	ZAGILITY

Referenzkontrollen*

Produkt	Art. Nr.
Viren	
Adenovirus	CRP1004
Astrovirus	CRP1304
Norovirus	CRP1404
Rotavirus	CRP0904
Bakterien	
Campylobacter	CRP2404
Clostridium difficile GDH	CRP0704
Helicobacter pylori	CRP2304
Bakterientoxine	
Clostridium difficile Toxin A/B	CRP0804
Clostridium perfringens Enterotoxin	CRP0604
Verotoxin	CRP2204
Parasiten	
Cryptosporidium	CRP1204
Cryptosporidium/Giardia Combi	CRP1124
Entamoeba	CRP1704
Giardia	CRP1104

* Alle Kontrollen werden im Set aus 1,8 ml Positivkontrolle und 1,8 ml Negativkontrolle angeboten.

R-Biopharm Kontakte:

Produktmanager
Infektionsdiagnostik/Antigennachweis:
 Helmut Leidinger
 Telefon: 0 61 51 - 81 02-26
 Fax: 0 61 51 - 81 02-40
 E-Mail: h.leidinger@r-biopharm.de

Auftragsannahme:
 Telefon: 0 61 51 - 81 02-0
 Fax: 0 61 51 - 81 02-20
 E-Mail: orders@r-biopharm.de